
MASQUE DE BEAUTÉ

OVE

LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

Lucibel·le
PARIS

LE MASQUE DE BEAUTÉ OVE DE LUCIBEL.LE PARIS, NÉ D'UNE ALLIANCE SINGULIÈRE ENTRE TECHNOLOGIE DE POINTE ET DESIGN AU SERVICE D'UNE BEAUTÉ INÉGALÉE.

Fruit d'une collaboration inédite avec le designer Olivier Lapidus, sa lumière ouvre un nouveau chemin vers la beauté. La technologie du masque de beauté **OVE** repose sur la régénération cutanée par la photobiomodulation LED.

La lumière LED rouge, source de beauté et de bien-être, augmente la synthèse de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique pour un effet repulpant, lissant et tonifiant sur le visage.

Afin de profiter pleinement des fonctionnalités du masque **OVE** et d'éviter tout dommage lié à une mauvaise utilisation, il est recommandé avant toute utilisation, de lire attentivement la notice d'utilisation.

**La nouvelle ère
de la beauté par
la lumière**

3

P5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

P6 CONTRE-INDICATIONS

P8 MANIPULATION DU
MASQUE DE BEAUTÉ

P10 FONCTIONNEMENT DU
MASQUE DE BEAUTÉ

P11 FONCTIONNEMENT
DE L'ÉCRAN LCD

P13 CONSEILS D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN

P14 CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Le pouvoir de la lumière

CONTENU DU COFFRET



Un masque de beauté

OVE



Une paire de lunettes de protection



Une notice d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, veiller à suivre les consignes de sécurité suivantes :

5

AVERTISSEMENT : Ne pas regarder fixement les LED allumées. Il est impératif de porter les lunettes fournies en raison d'un rayonnement optique intense.

Vérifier que la tension du réseau est conforme à la plage indiquée sur l'alimentation du masque de beauté **OVE** (100-240 VAC).

Brancher le masque sur une prise murale aux normes électriques en vigueur.

Ne pas utiliser le masque de beauté **OVE** sous l'eau, en prenant un bain ou une douche.

Ne jamais utiliser le masque de beauté avec le cordon et/ou une alimentation endommagés.

Ne pas utiliser le masque si le minuteur est défectueux ou si la vitre intérieure du masque est cassée ou retirée.

Ne pas poser le masque sur une surface humide ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un évier.

Utiliser le masque de beauté **OVE** dans un endroit sec et éviter toute projection d'eau.

Si le masque de beauté **OVE** tombe dans l'eau : **ne pas le toucher** et débrancher immédiatement l'alimentation.

Ne pas utiliser le masque de beauté sous une couverture ou un environnement similaire. Une chaleur excessive pourrait se dégager et provoquer un incendie, un choc électrique, ou blesser une personne.

Porter ou déplacer le masque de beauté **OVE** uniquement en manipulant le socle. Ne pas le porter par la tige flexible.

Ne pas secouer ou faire tomber le masque de beauté **OVE**.

Ne pas laisser le masque de beauté **OVE** sans surveillance lorsqu'il est allumé et branché.

Ne pas retirer le numéro de série apposé sous le socle du masque.

Ne pas ouvrir ou démonter le masque de beauté **OVE**. Toute intervention doit être effectuée par le fabricant afin d'éviter tout danger.

En cas de prêt du masque à une tierce personne, joindre impérativement la notice.

Attention : ne pas fixer les lumières LED rouges sans protection. Il est nécessaire de porter les lunettes fournies en raison de l'intensité lumineuse. Ces lunettes doivent être portées pendant toute la durée des séances de photobiomodulation.

Le masque de beauté **OVE** ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants ou par des personnes dont les capacités intellectuelles ne leur permettent pas de comprendre l'utilisation de celui-ci.

Le masque **OVE** est conçu pour être utilisé sur le visage.

CONTRE-INDICATIONS

Le masque de beauté **OVE**
convient à toutes les peaux.

Néanmoins, son usage est déconseillé :

- Aux femmes enceintes,
- Aux personnes atteintes de télangiectasie et de photodermatose,
- Aux personnes ayant des tâches de naissance,
- Aux personnes souffrant ou pouvant souffrir de crises d'épilepsie,
- Aux enfants.

Par ailleurs, l'usage du masque de beauté **OVE** est fortement déconseillé aux personnes suivant un traitement à base de médicaments photosensibilisants ou aux personnes traitées pour une maladie entraînant une photosensibilité.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances sur l'utilisation de l'appareil pour comprendre les dangers encourus.

Des altérations préexistantes de la peau ne peuvent être imputées à l'exposition à la lumière rouge du masque.

Si des effets secondaires non désirés sont constatés, comme des démangeaisons dans les 48 heures suivant la 1^{ère} utilisation, l'utilisateur doit consulter son médecin avant toute nouvelle utilisation.

L'utilisation de la lumière rouge n'est pas contre-indiquée avec les traitements anti-cancéreux.

En cas de doute, l'utilisateur doit demander l'avis de son médecin.

7

Rides du Lion

Effet relaxant musculaire

Pattes d'oie, rides et ridules

Lissage de la peau fine du contour de l'oeil

Pores de la peau

Réduction visible de leur diamètre

Ovale du visage

Raffermissement de la peau

Rides du front

Redensification de la peau et effet bien-être

Paupières

Redensification de la peau

Peau

Diminution du taux de sébum

Sillons nasogéniens

Raffermissement de la peau


Bouche

Hydratation cutanée


Grâce à l'intensité lumineuse des LED, spécifique à chaque zone du visage, le masque de beauté offre des performances inégalées pour des résultats visibles.

MANIPULATION DU MASQUE DE BEAUTÉ


Conseils pour une manipulation simple
et efficace du masque **OVE**



9




Veiller toujours à bien orienter le masque par rapport au socle. La zone d'émission de la lumière du masque de beauté doit toujours rester du côté de la face avant du socle. Pour garder une bonne orientation du masque par rapport au socle, pivoter la tige flexible.



Prendre garde à ne pas trop fléchir la tige sous peine d'endommager ou de faire basculer le masque.



Pour régler le masque en hauteur, manipuler toujours la tige flexible avec deux mains.



L'utilisation du masque de beauté ne peut se faire que dans une seule position. Ne pas effectuer de rotation : le réglage du masque se fait à l'aide de la tige flexible.

FONCTIONNEMENT DU MASQUE DE BEAUTÉ

Poser le masque sur un support plat et stable puis le brancher sur une prise secteur (pour un fonctionnement optimal et sécurisé, nous déconseillons un branchement sur un boîtier multiprises).

Ajuster les lunettes de protection sur le visage de sorte que les yeux soient totalement protégés lors des séances de photobiomodulation.

Approcher le visage de l'intérieur du masque ; le nez doit toucher la paroi. Si besoin, ajuster la position du masque en manipulant la tige flexible.

Appuyer sur le bouton «power» situé à l'arrière du socle du masque. Sélectionner la durée souhaitée pour la séance (12 min ou 20 min) et appuyer sur «start» sur l'écran tactile pour démarrer la séance.

Appuyer sur «pause» pour suspendre la séance et «resume» pour la reprendre.


La séance de 20 minutes s'organise avec une première session de 12 minutes, une pause de 10 secondes puis une seconde session de 8 minutes.

Chaque séance alterne flashes et lumière continue.

À la fin de la séance, le masque s'éteint automatiquement. Pour éteindre le masque au cours de la séance, presser «stop» sur l'écran tactile.

Après utilisation, appuyer sur le bouton «power» pour couper l'alimentation du masque.

Pour utiliser les autres produits de la gamme, les connecter au masque via les prises situées à l'arrière du masque. Sélectionner ensuite sur l'écran tactile «Aux. 1» ou «Aux. 2» afin qu'ils apparaissent comme «Enabled».



FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN LCD

11


Sélectionner la séance
12 ou 20 minutes et
appuyer sur « start »
pour commencer



Pour interrompre
momentanément la séance,
appuyer sur « pause »,
la puissance lumineuse
est réduite à 10%

Pour arrêter la séance
avant la fin, appuyer
sur « stop »

Durée de la séance



Paramètres



FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN LCD

Version du programme

Durée de mise sous tension
de la machine


Cumul du nombre
d'heures d'utilisation

Indicateur de température
de la carte électronique

Activer ou désactiver
le masque et les sorties
AUX. Par défaut le
masque est activé.

	Software Version : X.X
	Time System On : 2h35
	Time LED On : 1h02
	Electronic Temperature : XX°C
☒	Mask LEDs : Enabled
☐	Aux. 1 LEDs : Disabled
☐	Aux. 2 LEDs : Disabled

Pour valider l'activation de
l'accessoire, appuyer
sur « yes »



CONSEILS D'UTILISATION

13

Nettoyer la peau avant usage afin d'optimiser l'absorption de lumière.

Espacer les séances de 72 heures, durée nécessaire à la peau pour absorber l'énergie lumineuse.

Ne pas utiliser le masque de beauté plus longtemps que la durée recommandée.

Les effets sont optimaux entre 12 et 24 séances suivant le programme retenu (12 ou 20 min par séance). Pour bénéficier de **"l'effet retard"**, faire une pause de 1 à 2 mois avant de reprendre les séances. Pendant cette période de pause, la peau continuera à s'embellir.

N'utiliser que les accessoires fournis par Lucibel.le Paris.


Éviter d'appliquer tout produit cosmétique avant la séance autres que ceux recommandés par Lucibel.le Paris.

Enfin, pour une auto-évaluation précise des résultats du masque de beauté, il est conseillé de prendre une photo des zones traitées avant de commencer le protocole, puis une deuxième photo après 8 ou 16 séances, et une troisième photo après 12 ou 24 séances, selon le programme choisi.

Entretien du masque de beauté

Nettoyer après chaque utilisation le masque de beauté : pour cela, utiliser des lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et virucide.

Exclure tout détergent, solvant, produit chimique et éponge abrasive.



Protection de l'environnement

Le masque de beauté ne peut être traité comme un déchet ménager : il doit être déposé dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, qui contribue à la préservation des ressources naturelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Durée de vie maximale	50 000 heures
Matériaux	Habillage : PC, ABS Flexible : PVC, Laiton Base : Acier Visserie : Acier zingué Dissipateur : Aluminium
Poids	3,8 kg
Dimensions	I 180 mm x L 396 mm x H 611 mm
Nombre de LED	40
Caractéristiques électriques d'entrée	100/240 V ~ 50/60 Hz
Longueur d'onde	635 nm
Puissance	40 W
Prises jack	Réservées aux accessoires Lucibel.le Paris

BEAUTY MASK

OVE

THE POWER OF LIGHT

Lucibel·le
PARIS

THE BEAUTY OVE MASK BY LUCIBELLE PARIS, BORN OUT OF A REVOLUTIONARY COMBINATION OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGY AND DESIGN, DELIVERING UNRIVALLED BEAUTY.

The result of an unprecedented partnership with designer Olivier Lapidus, its light pioneers a new path to beauty. The technology of the **OVE** beauty mask capitalizes on skin regeneration through LED photobiomodulation.

Red LED light, a source of beauty and wellness, boosts the synthesis of collagen, elastin and hyaluronic acid, giving the skin a replenishing, smoothing and invigorating effect.

To benefit fully from the **OVE** mask's features and to avoid any damage linked to improper usage, carefully read the instructions prior to use.

**The new era of
beauty through
light**

17

P19	SAFETY INSTRUCTIONS
P20	CONTRAINDICATIONS
P22	HANDLING THE BEAUTY MASK
P24	OPERATING THE BEAUTY MASK
P25	OPERATING THE LCD SCREEN
P27	DIRECTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
P28	TECHNICAL SPECIFICATIONS

The power of light

CONTENTS OF THE BOX

- ✓ A **OVE** beauty mask
- ✓ A pair of protective goggles
- ✓ User guide

SAFETY INSTRUCTIONS

To avoid any risk of electrocution, fire, electric shock or injury, please follow the following safety measures:

19

WARNING: Do not look directly into LEDs while in operation. You must wear the goggles provided due to the intense optical radiation.

Check that the network voltage is in accordance with the range indicated on the power terminal of the **OVE** beauty mask (100-240 VAC).

Plug the mask into a wall socket which meets electrical specifications.

Do not use the **OVE** beauty mask under running water, while taking a bath or in the shower.

Never use the beauty mask with a damaged cord and/or power supply.

Do not use the beauty mask if the timer is faulty or if the inner pane of the mask is broken or has been removed.

Do not place the mask on a damp surface or close to a bathtub, shower or basin.

Use the **OVE** beauty mask in a dry place and avoid any sprayed water.

If the **OVE** beauty mask falls in water: **do not touch it** and immediately disconnect the power.

Do not use the beauty mask under a cover or in a similar environment. Excessive heat could be emitted and cause a fire, an electric shock or bodily harm.

Only carry and move the **OVE** beauty mask by holding the base. Never lift by the flexible cable.

Do not shake or drop the **OVE** beauty mask.

Do not leave the **OVE** beauty mask unattended when it is turned on and plugged in.

Do not remove the serial number located beneath the mask base.

Do not open or dismantle the **OVE** beauty mask. Maintenance must only be carried out by the manufacturer in order to avoid any danger.

In the case of hire of the mask by a third party, the instructions for use must be provided.

WARNING : Do not stare at the red LED lights.

It is necessary to wear the glasses provided because of the light intensity. These goggles must be worn during the entire duration of the photobiomodulation sessions.

The **OVE** face mask must not be used by children or by people whose intellectual capacities do not allow them to understand its use

The **OVE** face mask is designed for use on the face.

CONTRAINDICATIONS

The **OVE** beauty mask is suitable for all skin types.

However, its use is not recommended for:

- Pregnant women,
- People suffering from telangiectasia and photo-dermatosis,
- People with birth marks,
- People who suffer from or who may suffer from epileptic fits,
- Children,
- People with sunburn.

This appliance must not be used by individuals with impaired physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and knowledge of the appliance's use and its potential risks.

What's more, use of the **OVE** beauty mask is not recommended for people undergoing treatment with photosensitizing medications or people being treated for a disease which results in photo-sensitivity.

Pre-existing skin conditions cannot be attributed to exposure to the mask's red light.

If undesirable side effects are observed, such as itching within 48 hours of initial use, the user must consult his doctor before any new use.

Use of red light is not contraindicated with anti-cancer treatments.

If in doubt, user should ask a doctor.

21

Frown lines

Muscle relaxing effect

Crow's feet, wrinkles and fine lines

Smoothing thin skin in the eye area

Skin pores

Visible reduction of their diameter

Face oval

Skin toning

Forehead wrinkles

Skin replenishment and well-being effect

Eyelids

Skin replenishment

Skin


Reduction in sebum levels

Naso-labial folds

Skin replenishment

Mouth


Skin hydration




Thanks to the LED light intensity, specific to every area of the face, the beauty mask offers unparalleled performance for visible results.

HANDLING THE BEAUTY MASK


Advice for simple and efficient use of
the **OVE** beauty mask.



23




Always turn the mask the right way around in relation to the base. The light emitting area of the beauty mask must always be facing the front of the base. To keep the mask facing the right way with regard to the base, rotate the flexible cable.



Ensure not to over-bend the cable, as you may risk damaging or knocking over the mask.



To adjust the height of the mask, always handle the flexible cable using both hands.



The beauty mask can only be used in one position. Do not rotate: adjust the mask using the flexible cable.

OPERATING THE BEAUTY MASK

Place the mask on a flat, stable surface and plug it into a power outlet (for optimal and safe use, we do not recommend using a socket strip).

Adjust the protective goggles on the face so that the eyes are fully protected during photobiomodulation sessions.

Place the face inside the mask. The nose must touch the wall. If needed, adjust the position of the mask by moving the flexible cable.

Press the «power» button located on the back of the mask base. Select the desired session time (12 min or 20 min) and press «start» on the touch screen to begin the session.

Press «pause» to pause the session and «resume» to resume.


The 20 minute session is organized with a first session of 12 minutes, a 10 second break and then a second session of 8 minutes.

Each session will alternate between flashes and continuous light.

After the session, the mask turns off automatically. To turn off the mask during a session, press “stop” on the touch screen.

After use, press the “power” button to disconnect the mask.

To use the other products in the range, connect them to the mask using the outlets located at the rear of the mask. Next, select “Aux.1” or Aux.2” on the touch screen so they appear as “Enabled”.



OPERATING THE LCD SCREEN

25


Select the 12 or 20 minute session and press «start» to begin



To pause the session, press "pause", the light strength decreases to 10%

To stop the session prior to the end, press "stop"


Length of the session




Settings



OPERATING THE LCD SCREEN



To validate the enabling of the accessory, press "yes"



DIRECTIONS FOR USE

27

Cleanse the skin prior to use to optimize light absorption.

Set 72-hours **intervals between sessions** - the time needed for the skin to absorb the light energy.

Do not use the **OVE** face mask for longer than the recommended time.

The effects are optimal between 12 and 24 sessions depending on the programme chosen (12 or 20 minutes per session). To benefit from the **"delayed effect"**, take a 1-2 month break before resuming sessions. During this pause time, the skin will continue to be embellished.

Only use accessories supplied by Lucibel.le Paris.


Avoid applying any cosmetic products before the session other than those recommended by Lucibel.le Paris.

Finally, for an accurate self-assessment of the beauty mask's results, take a photo of the treated areas prior to starting the protocol, a second photo after 8 or 16 sessions, and a third photo after 12 or 24 sessions, depending on the program

Maintaining the beauty mask

Clean the beauty mask after each use using wipes soaked in an antibacterial and antiviral solution.

Refrain from using detergents, solvents, chemical products and abrasive sponges.



Environmental safeguards

The beauty mask may not be treated as household waste: it must be brought to a designated collection point for the recycling of waste electric and electronic equipment, to help preserve natural resources.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Operating temperature	0°C to +35 °C +32 °F to +95 °F
Maximum service life	50,000 hours
Materials	Casing: PC, ABS Flexible cable: PVC, brass Base: Steel Screws and bolts: zinc-plated steel Dissipator: aluminum
Weight	3.8 kg
Dimensions	W 180 mm x L 396 mm x H 611 mm
Number of LEDs	40
Electrical input characteristics	100/240 V ~ 50/60 Hz
Wavelength	635 nm
Power	40 W
Jack socket	Reserved for Lucibel.le Paris accessories

MASCHERA DI BELLEZZA

OVE

IL POTERE DELLA LUCE

Lucibel·le
PARIS

LA MASCHERA DI BELLEZZA OVE DI LUCIBELLE PARIS, NATA DA UN'ALLEANZA UNICA TRA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA E DESIGN PER UNA BELLEZZA SENZA PARI.

Frutto di una collaborazione unica con il designer Olivier Lapidus, la sua luce apre una nuova strada alla bellezza. La tecnologia della maschera di bellezza **OVE** si basa sulla rigenerazione della pelle attraverso la fotobiomodulazione a LED.

La luce LED rossa, fonte di bellezza e benessere, aumenta la sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico per un effetto rimpolpante, levigante e tonificante sul viso.

Per sfruttare appieno le funzionalità della maschera **OVE** e per evitare danni dovuti a un uso improprio, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

**La nuova era di
bellezza attraverso
dalla luce**

31

P33 ISTRUZIONI DI SICUREZZA

P34 CONTROINDICAZIONI

P36 MANIPOLAZIONE DELLA
MASCHERA DI BELLEZZA

P38 FUZIONAMENTO DELLA
MASCHERA DI BELLEZZA

P39 FUNZIONAMENTO
DISPLAY LCD

P41 ISTRUZIONI PER L'USO
E MANUTENZIONE

P42 CARATTERISTICHE TECNICHE

Il potere della luce

CONTENUTI DELLA SCATOLA

- ✓ Una maschera di bellezza **OVE**
- ✓ Un paio di occhiali protettivi
- ✓ Un manuale di istruzioni

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni, attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza:

33

AVVERTENZA: non fissare i LED accesi. È indispensabile indossare gli occhiali in dotazione a causa dell'intensità delle radiazioni ottiche.

Verificare che la tensione di rete rientri nell'intervallo indicato sull'alimentatore della maschera facciale **OVE** (100-240 VCA).

Collegare la maschera a una presa di corrente conforme agli standard elettrici attuali.

Non utilizzare la maschera viso **OVE** sotto l'acqua, nella vasca da bagno o nella doccia.

Non utilizzare il facciale con un cavo e/o un alimentatore danneggiato.

Non utilizzare la maschera se il timer è difettoso o se il facciale interno è rotto o rimosso.

Non collocare la maschera su una superficie bagnata o in prossimità di vasca da bagno, doccia o lavandino.

Utilizzare la maschera viso **OVE** in un luogo asciutto ed evitare gli spruzzi d'acqua.

Se il facciale cade in acqua: **non toccarlo** e scollegare immediatamente l'alimentazione.

Non utilizzare il facciale sotto una coperta o un ambiente simile. Si potrebbe generare un calore eccessivo che potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

Indossare o spostare la maschera facciale **OVE** solo maneggiando la base. Non indossarlo per lo stelo flessibile.

Non scuotere o far cadere la maschera facciale **OVE**

Non lasciare incustodito il facciale **OVE** quando è acceso e collegato.

OVE
Non rimuovere il numero di serie apposto sul fondo della base della maschera.

Non aprire o smontare la maschera facciale **OVE**. Qualsiasi intervento deve essere effettuato dal produttore per evitare **OVE** siasi pericolo.

Se la maschera viene prestata a la maschera a terzi, le istruzioni devono essere allegate.

Attenzione: non collegare gli luci LED rosse senza protezione. A causa dell'intensità della luce, è necessario indossare gli occhiali in dotazione. Questi occhiali devono essere indossati per tutta la durata delle sedute di fotobiomodulazione.

La maschera facciale **OVE** non deve essere utilizzata da bambini o da persone le cui capacità intellettive non consentono di comprendere l'uso della maschera.

La maschera **OVE** è progettata per essere per l'uso sul viso.

CONTROINDICAZIONI

La maschera di bellezza

OVE è adatta a tutti i tipi di pelle.

Tuttavia, il suo uso non è raccomandato:

- . Donne in gravidanza,
- . Persone affette da teleangectasie e fotodermatosi,
- . Persone con voglie,
- . Persone che soffrono o possono soffrire di crisi epilettiche,
- . Bambini.

L'uso della maschera facciale è sconsigliato alle persone che assumono farmaci fotosensibilizzanti o che sono in cura per una malattia che causa fotosensibilità.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno l'esperienza e la conoscenza dell'uso del dispositivo per comprenderne i rischi.

Le alterazioni cutanee preesistenti non possono essere attribuite all'esposizione alla luce rossa della maschera.

Se si verificano effetti collaterali indesiderati, come prurito entro 48 ore dal primo utilizzo, l'utente deve consultare il proprio medico prima di continuare a usarlo.

L'uso della luce rossa non è controindicato in caso di trattamenti antitumorali.

In caso di dubbio, l'utente dovrebbe chiedere il parere del proprio medico.

35

Rughe d'espressione

Effetto rilassante muscolare

Zampe di gallina, rughe e linee sottili

Levigazione della pelle sottile del contorno occhi

Pori della pelle

Riduzione visibile del loro diametro

Viso ovale

Rassodamento della pelle

Rughe della fronte

Ridensificazione della pelle e effetto benessere

Palpebre

Ridensificazione della pelle

La pelle


Diminuzione dei livelli di sebo

Pieghe nasolabiali

Rassodamento della pelle

Bocca


Idratazione della pelle




Grazie all'intensità della luce LED, specifica per ogni area del viso, la maschera di bellezza offre prestazioni ineguagliabili per risultati visibili.

MANIPOLAZIONE DELLA MASCHERA DI BELLEZZA

Suggerimenti per una gestione facile ed efficace della
maschera **OVE**



37




Assicurarsi sempre che la maschera sia orientata correttamente rispetto alla base. L'area di emissione della luce della maschera deve sempre rimanere sul lato anteriore della base. Per mantenere il corretto orientamento della maschera rispetto alla base, ruotare l'asta flessibile.



Fare attenzione a non piegare troppo lo stelo, altrimenti la maschera potrebbe danneggiarsi o inclinarsi.



Quando si regola l'altezza della maschera, maneggiare sempre lo stelo flessibile con entrambe le mani.



La maschera può essere utilizzata solo in una posizione. Non ruotare: la maschera si regola con l'asta flessibile.

FUNZIONAMENTO LA MASCHERA DI BELLEZZA

Posizionare la maschera su una superficie piana e stabile e collegarla a una presa di corrente (per un uso ottimale e sicuro, si sconsiglia di utilizzare una ciabatta).

Regolare gli occhiali protettivi sul viso in modo che gli occhi siano completamente protetti durante le sessioni di fotobiomodulazione.

Posizionare il viso all'interno della maschera. Il naso deve toccare la parete. Se necessario, regolare la posizione della maschera spostando il cavo flessibile.

Premere il pulsante «power» sul retro della base della maschera. Selezionare la durata della sessione desiderata (12 minuti o 20 minuti) e premere «start» sul touch screen per iniziare la sessione.


Premere «pausa» per sospendere la sessione e «riprendi» per riprenderla.

La sessione di 20 minuti prevede una prima sessione di 12 minuti, una pausa di 10 secondi e una seconda sessione di 8 minuti. Ognisessione alterna flashe luce continua.

Al termine della sessione, la maschera si spegne automaticamente. Per spegnere la maschera durante una sessione, premere «stop» sul touch screen.

Dopo l'uso, premere il pulsante «power» per scollegare la maschera.

Per utilizzare gli altri prodotti della gamma, collegarli alla maschera utilizzando le prese situate sul retro della maschera. Quindi, selezionare «Aux. 1» o «Aux. 2» sul touch screen in modo che appaiano come «Enabled».



FUNZIONAMENTO DELLO SCHERMO LCD

39


Selezionare la sessione da 12 o 20 minuti e premere «start» per iniziare



Per mettere in pausa la sessione, premere «pausa», l'intensità della luce diminuisce al 10%.

Per interrompere la sessione prima alla fine, premere «stop».

Durata della sessione



Impostazioni



Versione software

Durata dell'accensione della macchina

Numero di ore di utilizzo

Indicatore di temperatura della scheda elettronica

Abilitare o disabilitare la maschera e le uscite AUX. Per impostazione predefinita, la maschera è abilitata.

	Software Version : X.X
	Time System On : 2h35
	Time LED On : 1h02
	Electronics Temperature : XX°C
☒	Mask LEDs : Enabled
☐	Aux. 1 LEDs : Disabled
☐	Aux. 2 LEDs : Disabled

Per convalidare l'abilitazione dell'accessorio accessorio, premere «sì».

←

SoftWare Version : 2.0

CONFIRMATION

?

Are you sure you want to enable the Aux. 1 LEDs ?

Cancel

Yes

Aux. 2 LEDs : Disabled

ISTRUZIONI PER L'USO

41

Pulire la pelle prima dell'uso per ottimizzare l'assorbimento della luce.

Impostate intervalli di 72 ore **tra le sedute**, il tempo necessario alla pelle per assorbire l'energia luminosa.

Non utilizzare la maschera viso **OVE** per un tempo superiore a quello consigliato.

gli effetti sono ottimali tra le 12 e le 24 sessioni, a seconda del protocollo scelto (12 o 20 minuti per sessione). Per beneficiare dell'"**effetto ritardato**", fare una pausa di 1-2 mesi prima di riprendere le sedute. Durante questo periodo di pausa, la pelle continuerà a essere abbellita.

Utilizzare solo gli accessori forniti da Lucibel.le Paris.


Evitare di applicare prima della seduta prodotti cosmetici diversi da quelli raccomandati da Lucibel.le Paris

Infine, per un'autovalutazione accurata dei risultati della maschera di bellezza, scattare una foto delle zone trattate prima di iniziare il protocollo, una seconda foto dopo 8 o 16 sessioni e una terza foto dopo 12 o 24 sessioni, a seconda del programma scelto.

Manutenzione della maschera facciale

Pulire la maschera di bellezza dopo ogni utilizzo utilizzando salviette imbevute di una soluzione antibatterica e antivirale.

Astenersi dall'uso di detergenti, solventi, prodotti chimici e spugne abrasive.



Ambiente salvaguardare

La maschera di bellezza non può essere trattata come rifiuto domestico: deve essere portata in un punto di raccolta designato per il punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche, per per contribuire a preservare le risorse naturali.

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di esercizio	0°C to +35 °C +32 °F to +95 °F
Vita utile massima	50,000 ore
I materiali	Involucro: PC, ABS Cavo flessibile: PVC, ottone Base: Steel Viti e bulloni: acciaio zincato Dissipatore: alluminio
Peso	3.8 kg
Dimensioni	I 180 mm x L 396 mm x H 611 mm
Numero di LED	40
Caratteristiche elettriche di ingresso	100/240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza d'onda	635 nm
Potenza	40 W
Presa jack	Riservato agli accessori Lucibel.le Paris

SCHÖNHEITSMASKE

OVE

DIE MACHT DES LICHTS

Lucibel·le
PARIS

DIE SCHÖNHEITSMASKE OVE VON LUCIBELLE PARIS, DIE AUS EINER EINZIGARTIGEN VERBINDUNG VON SPITZENTECHNOLOGIE UND DESIGN IM DIENSTE EINER UNVERGLEICHLICHEN SCHÖNHEIT ENTSTANDEN IST.

Ihr Licht ist das Ergebnis einer neuartigen Zusammenarbeit mit dem Designer Olivier Lapidus und eröffnet einen neuen Weg zur Schönheit. Die Technologie der **OVE**-Schönheitsmaske beruht auf der Hautregeneration durch LED-Photobiomodulation.

Das rote LED-Licht, eine Quelle der Schönheit und des Wohlbefindens, steigert die Synthese von Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure und sorgt so für einen aufpolsternden, glättenden und straffenden Effekt im Gesicht.

Um die Funktionen der **OVE**-Maske voll auszuschöpfen und Schäden durch unsachgemäße Anwendung zu vermeiden, sollten Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.

**Die neue Ära
der Schönheit
durch Licht**

45

P47 SICHERHEITVORSCHRIFTEN

P48 KONTRAINDIKATIONEN

P50 MANIPULATION DER
SCHÖNHEITSMASKE

P52 BETRIEB DER
SCHÖNHEITSMASKE

P53 BETRIEB
DES LCD-BILDSCHIRMS

P55 GEBRAUCHSHINWEISE
UND PFLEGE

P56 TECHNISCHE MERKMALE

Die Macht des Lichts

INHALT DES PACKETS

- ✓ Eine Schönheitsmaske **OVE**
- ✓ Eine Schutzbrille
- ✓ Eine Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Um einen elektrischen Schlag, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, die folgenden Sicherheitshinweise zu befolgen:

47

WARNUNG: Schauen Sie nicht starr auf die leuchtenden LEDs. Aufgrund der intensiven optischen Strahlung ist es unbedingt erforderlich, die mitgelieferte Brille zu tragen.

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung dem Bereich entspricht, der auf dem Netzteil der **OVE**-Schönheitsmaske angegeben ist (100-240 VAC).

Schließen Sie die Maske an eine Wandsteckdose an, die den geltenden elektrischen Normen entspricht.

Verwenden Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nicht unter Wasser, beim Baden oder Duschen.

Verwenden Sie die **OVE**-Schönheitsmaske niemals mit beschädigtem Kabel und/oder Netzteil.

Verwenden Sie die Maske nicht, wenn der Timer defekt ist oder wenn das innere Glas der Maske zerbrochen oder entfernt wurde.

Legen Sie die Maske nicht auf eine feuchte Oberfläche oder in die Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Waschbeckens.

Verwenden Sie die **OVE**-Schönheitsmaske an einem trockenen Ort und vermeiden Sie Spritzwasser.

Wenn die Gesichtsmaske ins Wasser fällt: **Berühren Sie sie nicht** und ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Verwenden Sie die Gesichtsmaske nicht unter einer Decke oder in einer ähnlichen Umgebung. Es könnte zu einer übermäßigen Hitzeentwicklung kommen, die einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen oder eine Person verletzen könnte.

Tragen oder bewegen Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nur, indem Sie den Standfuß handhaben. Tragen Sie sie nicht am flexiblen Stab.

Die Schönheitsmaske nicht schütteln oder fallen lassen.

Lassen Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn sie eingeschaltet und angeschlossen ist.

Entfernen Sie nicht die Seriennummer, die unter dem Sockel der Maske angebracht ist.

Öffnen oder zerlegen Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nicht. Jegliche Eingriffe muss vom Hersteller durchgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.

Wenn Sie die Maske an eine dritte Person ausleihen, legen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung bei.

Achtung: Befestigen Sie die roten LED-Lichter nicht ungeschützt. Aufgrund der Lichtintensität ist es notwendig, die mitgelieferte Brille zu tragen. Diese Brille muss während der gesamten Dauer der Photobiomodulationssitzungen getragen werden.

Die **OVE**-Schönheitsmaske darf auf keinen Fall von Kindern oder von Personen verwendet werden, deren geistige Fähigkeiten es ihnen nicht erlauben, die Verwendung der Maske zu verstehen.

Die **OVE**-Maske ist für die Verwendung auf dem Gesicht verwendet werden.

KONTRAINDIKATIONEN

Die **OVE**-Maske ist für alle Hauttypen geeignet.

Dennoch wird von seiner Verwendung abgeraten :

- . Für schwangere Frauen,
- . Personen mit Teleangiectasie und Photodermatose,
- . An Personen mit Muttermalen,
- . An Personen, die an epileptischen Anfällen leiden oder leiden könnten,
- . An Kinder.

Außerdem wird von der Verwendung der **OVE**-Schönheitsmaske dringend abgeraten, wenn Sie eine Behandlung mit photosensibilisierenden Medikamenten erhalten oder wenn Sie wegen einer Krankheit behandelt werden, die zu einer Lichtempfindlichkeit führt.

Dieses Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die über eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten verfügen oder denen es an Erfahrung und Wissen über die Benutzung des Geräts mangelt, um die damit verbundenen Gefahren zu verstehen.

Vorbestehende Hautveränderungen können nicht auf die Exposition gegenüber dem roten Licht der Maske zurückgeführt werden.

Wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, wie z. B. Juckreiz innerhalb von 48 Stunden nach der 1. Anwendung, sollte der Nutzer vor jeder weiteren Anwendung seinen Arzt konsultieren.

Die Verwendung von Rotlicht ist bei Krebsbehandlungen nicht kontraindiziert.

Im Zweifelsfall sollte der Nutzer seinen Arzt um Rat fragen.

49

Zornesfalten

Muskelentspannende
Wirkung

**Krähenfüße,
Falten und Fältchen**

Glättung der dünnen Haut
der Augenpartie

Poren der Haut

Sichtbare Verkleinerung von
ihr Durchmesser

Ovales Gesicht

Straffung der Haut

Falten auf der Stirn

Verdichtung der Haut
und Wohlfühleffekt

Augenlider

Verdichtung der Haut

Haut

Verminderte Talgproduktion

Nasolabialfalten

Straffung der Haut


Mund

Feuchtigkeitsversorgung der Haut


Dank der Lichtintensität der LEDs, die für jeden Gesichtsbereich spezifisch ist, bietet die Schönheitsmaske eine unübertroffene Leistung für sichtbare Ergebnisse.

MANIPULATION DER SCHÖNHEITSMASKE


Tipps für eine einfache Handhabung
und effektive Anwendung der **OVE**-Maske




51




Achten Sie immer darauf, dass die Maske in Bezug auf den Sockel richtig ausgerichtet ist. Der lichtemittierende Bereich der Gesichtsmaske muss immer auf der Seite der Vorderseite des Sockels bleiben. Um die richtige Ausrichtung der Maske in Bezug auf den Sockel beizubehalten, drehen Sie den flexiblen Stab.



Achten Sie darauf, den Stab nicht zu stark zu biegen, da die Maske sonst beschädigt werden oder umkippen könnte.



Um die Maske in der Höhe zu verstellen, sollten Sie den flexiblen Stab immer mit beiden Händen anfassen.



Die Verwendung der Gesichtsmaske ist nur in einer Position möglich. Führen Sie keine Drehungen durch: Die Einstellung der Maske erfolgt mithilfe des flexiblen Stabs.

BETRIEB DER SCHÖNHEITSMASKE

Legen Sie die Maske auf eine flache, stabile Unterlage und schließen Sie sie an eine Netzsteckdose an (für einen optimalen und sicheren Betrieb raten wir von einem Anschluss an eine Steckdosenleiste ab).

Stellen Sie die Schutzbrille auf dem Gesicht so ein, dass die Augen während der Photobiomodulationssitzungen vollständig geschützt sind.

Führen Sie das Gesicht an die Innenseite der Maske heran; die Nase sollte die Wand berühren. Falls erforderlich, passen Sie die Position der Maske durch Manipulation des flexiblen Stabs an.


Drücken Sie die Taste "power" auf der Rückseite des Maskensockels. Wählen Sie die gewünschte Dauer der Sitzung (12 min oder 20 min) und drücken Sie «start» auf dem Touchscreen, um die Sitzung zu starten.

Drücken Sie «Pause», um die Sitzung zu unterbrechen, und «Resume», um sie fortzusetzen.

Die 20-minütige Sitzung besteht aus einer ersten Sitzung von 12 Minuten, einer 10-sekündigen Pause und einer zweiten Sitzung von 8 Minuten. Bei jeder Sitzung wechseln sich Blitzlicht und Dauerlicht ab. Am Ende der Sitzung schaltet sich die Maske automatisch aus. Um die Maske während der Sitzung auszuschalten, drücken Sie «stop» auf dem Touchscreen.

Drücken Sie nach dem Gebrauch die Taste «Power», um die Maske auszuschalten.

Um andere Produkte der Produktreihe zu verwenden, schließen Sie diese über die Buchsen auf der Rückseite der Maske an die Maske an. Wählen Sie dann auf dem Touchscreen «Aux. 1» oder «Aux. 2», so dass sie als «Enabled» (aktiviert) angezeigt werden.




BETRIEB DES LCD-BILDSCHIRMS

53

Wählen Sie die Sitzung aus
12 oder 20 Minuten und
drücken Sie auf «start»,
um zu beginnen




Um die Sitzung vorübergehend
zu unterbrechen, drücken Sie auf
«Pause», die Lichtleistung
wird auf 10% reduziert



Um die Sitzung zu beenden
vor dem Ende zu beenden,
drücken Sie auf «stop»

Dauer der Sitzung



Einstellungen

GEBRAUCHSHINWEISE

55

Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung, um die Lichtabsorption zu optimieren.

Halten Sie einen Abstand von 72 Stunden zwischen den Sitzungen ein, da die Haut diese Zeit benötigt, um die Lichtenergie zu absorbieren.

Verwenden Sie die Gesichtsmaske nicht länger als die empfohlene Dauer.

Die besten Ergebnisse werden zwischen 12 und 24 Sitzungen erzielt, je nach Protokoll (12 oder 20 Minuten pro Sitzung). Um vom «**Verzögerungseffekt**» zu profitieren, sollten Sie eine Pause von 1 bis 2 Monaten einlegen, bevor Sie die Sitzungen wieder aufnehmen. Während dieser Pause wird sich die Haut weiter verschönern.

Verwenden Sie nur das von Lucibel.le Paris gelieferte Zubehör.

Vermeiden Sie es, vor der Sitzung irgendwelche kosmetischen Produkte aufzutragen, die nicht von Lucibel.le Paris empfohlen werden.

Schließlich sollten Sie für eine genaue Selbsteinschätzung der Ergebnisse der Schönheitsmaske vor Beginn des Protokolls ein Foto der behandelten Bereiche machen, ein zweites Foto nach 8 oder 16 Sitzungen und ein drittes Foto nach 12 oder 24 Sitzungen, je nachdem, welches Programm Sie gewählt haben.

Pflege der Gesichtsmaske

Reinigen Sie die Gesichtsmaske nach jedem Gebrauch: Verwenden Sie dazu Tücher, die mit einer bakteriziden und viruziden Lösung getränkt sind.

Alle Reinigungsmittel, Lösungsmittel ausschließen, Chemikalien und Schwämme Scheuermittel.



Schutz der Umwelt

Die Gesichtsmaske kann nicht als Haushaltsabfall behandelt werden: Sie muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden, da dies zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beiträgt.

TECHNISCHE MERKMALE

Temperatur Betrieb	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Maximale Lebensdauer	50 000 Stunden
Materialien	Verkleidung: PC, ABS Flexibel: PVC, Messing Basis: Stahl Schrauben: Verzinkter Stahl Kühlkörper: Aluminium
Gewicht	3,8 kg
Abmessungen	I 180 mm x L 396 mm x H 611 mm
Anzahl der LEDs	40
Elektrische Eingangsdaten	100/240 V ~ 50/60 Hz
Wellenlänge	635 nm
Leistung	40 W
Klinkenbuchsen	Reserviert für Lucibel.le Paris Zubehör

MASCARILLA DE BELLEZA



EL PODER DE LA LUZ

Lucibel·le
PARIS

LA MASCARILLA DE BELLEZA OVE DE LUCIBELLE PARIS, NACIDA DE UNA ALIANZA ÚNICA ENTRE TECNOLOGÍA PUNTA Y DISEÑO PARA UNA BELLEZA SIN IGUAL.

Fruto de una colaboración única con el diseñador Olivier Lapidus, su luz abre un nuevo camino a la belleza. La tecnología de la máscara de belleza **OVE** se basa en la regeneración de la piel mediante la fotobiomodulación LED.

La luz LED roja, fuente de belleza y bienestar, aumenta la síntesis de colágeno, elastina y ácido hialurónico para un efecto rellenedor, alisador y tonificante del rostro.

Para aprovechar al máximo las prestaciones de la mascarilla **OVE** y evitar cualquier daño debido a un uso incorrecto, se recomienda leer atentamente las instrucciones antes de utilizarla.

**La nueva era
de la belleza a
través por la luz**

59

P61 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P62 CONTRAINDICACIONES

P64 MANEJO DE LA
MÁSCARA DE BELLEZA

P66 FUNCIONAMIENTO
DE LA MASCARILLA FACIAL

P67 FUNCIONAMIENTO
PANTALLA LCD

P69 INSTRUCCIONES DE USO
Y MANTENIMIENTO

P70 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El poder de la luz

CONTENIDO DE LA CAJA

- ✓ Una mascarilla de belleza **OVE**
- ✓ Un par de gafas protectoras
- ✓ Un manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones, asegúrese de seguir estas precauciones de seguridad:

61

ADVERTENCIA: No mire fijamente a los LED iluminados. Es imprescindible llevar las gafas suministradas debido a la intensa radiación óptica.

Compruebe que la tensión de red se encuentra dentro del rango indicado en la fuente de alimentación de la mascarilla facial **OVE** (100-240 VCA).

Conecta la máscara a una toma de corriente que cumpla las normas eléctricas vigentes.

No utilice la mascarilla facial **OVE** bajo el agua, en la bañera o en la ducha.

No utilice nunca la mascarilla si el cable o la fuente de alimentación están dañados.

No utilice la mascarilla si el temporizador está defectuoso o si la máscara interior está rota o desmontada.

No coloque la mascarilla sobre una superficie húmeda ni cerca de una bañera, ducha o lavabo.

Utilice la mascarilla facial **OVE** en un lugar seco y evite las salpicaduras de agua.

Si la mascarilla facial **OVE** cae al agua: **no la toque** y desconecte inmediatamente la fuente de alimentación.

No utilice la mascarilla facial debajo de una manta o entorno similar. Podría generarse un calor excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.

Lleve o mueva la mascarilla facial **OVE** únicamente manipulándola por la base.

No la lleve por el vástago flexible.

No sacuda ni deje caer la mascarilla facial **OVE**.

No deje el **OVE** desatendida cuando esté encendida y enchufada.

No retire el número de serie fijado en la parte inferior de la base de la máscara.

No abra ni desmonte la máscara facial **OVE**. Cualquier intervención debe ser realizada por el fabricante para evitar cualquier peligro.

Si la máscara se presta a un tercero, deberán adjuntarse las instrucciones.

Precaución: No coloque las luces LED rojas sin protección. Es necesario llevar las gafas suministradas debido a la intensidad de la luz. Estas gafas deben llevarse durante toda la duración de las sesiones de fotobiomodulación.

La mascarilla facial **OVE** no debe ser utilizada por niños ni por personas cuya capacidad intelectual no les permita comprender el uso de la mascarilla.

La máscara **OVE** está diseñada para ser utilizada en la cara.

CONTRAINDICACIONES

La mascarilla de belleza **OVE** es adecuada para todo tipo de pieles.

No obstante, no se recomienda su uso :

- . Mujeres embarazadas,
- . Personas que padezcan telangiectasia y fotodermatosis,
- . Personas con marcas de nacimiento,
- . Personas que sufren o pueden sufrir crisis epilépticas,
- . Los niños.

Además, no se recomienda el uso de la mascarilla facial **OVE** a las personas que toman medicamentos fotosensibilizantes ni a las que reciben tratamiento para una enfermedad fotosensible.

Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios sobre el uso del aparato para comprender los peligros que conlleva.

Las alteraciones cutáneas preexistentes no pueden atribuirse a la exposición a la luz roja de la mascarilla.

Si se produce algún efecto secundario no deseado, como picor en las 48 horas siguientes al primer uso, el usuario debe consultar a su médico antes de seguir utilizándolo.

El uso de la luz roja no está contraindicado con los tratamientos contra el cáncer.

En caso de duda, el usuario debe consultar a su médico.

63

Frunce el ceño

Efecto relajante muscular

**Patas de gallo,
arrugas y líneas finas**

Alisamiento de la piel fina
del contorno de ojos

Poros de la piel

Reducción visible de
su diámetro

Cara ovalada

Reafirmación cutánea

Arrugas de la frente

Redensificación de la piel
y efecto de bienestar

Párpados

Redensificación de la piel

Piel


Disminución de los niveles
de sebo

Surcos nasogenianos

Reafirmación cutánea

Boca


Hidratación cutánea




Gracias a la intensidad de la luz LED, específica para cada zona del rostro, la máscara de belleza ofrece un rendimiento inigualable para unos resultados visibles.

MANEJO DE LA MASCARILLA DE BELLEZA


Consejos para una manipulación fácil y eficaz
y eficaz de la mascarilla **OVE**



65




Asegúrese siempre de que la máscara esté orientada correctamente en relación con la base. La zona emisora de luz de la máscara debe quedar siempre en la parte frontal de la base. Para mantener la máscara correctamente orientada en relación con la base, gire la varilla flexible.



Hay que tener cuidado de no doblar demasiado el vástago o la máscara podría dañarse o inclinarse.



Al ajustar la altura de la mascarilla, manipule siempre el vástago flexible con ambas manos.



La máscara sólo puede utilizarse en una posición. No girar: la máscara se ajusta con la varilla flexible.

FUNCIONAMIENTO DE LA MASCARILLA FACIAL

Coloque la mascarilla sobre una superficie plana y estable y enchúfela a una toma de corriente (para un funcionamiento óptimo y seguro, no recomendamos enchufarla a una regleta).

Ajustar las gafas en la cara para que los ojos estén totalmente protegidos durante las sesiones de fotobiomodulación.

Acerque la cara al interior de la mascarilla; la nariz debe tocar la pared. Si es necesario, ajuste la posición de la mascarilla manipulando el vástago flexible.


Pulsa el botón "power" situado en la parte posterior de la base de la mascarilla. Selecciona el tiempo de sesión deseado (12 min o 20 min) y pulsa "inicio" en la pantalla táctil para comenzar la sesión.

Pulsa "pausa" para pausar la sesión y "reanudar" para reanudarla.

La sesión de 20 minutos se organiza con una primera sesión de 12 minutos, una pausa de 10 segundos y, a continuación, una segunda sesión de 8 minutos. En cada sesión se alternarán destellos y luz continua. Al final de la sesión, la máscara se apagará automáticamente. Para apagar la mascarilla durante la sesión, pulse «stop» en la pantalla táctil.

Después de usarla, pulse el botón «power» para apagar la mascarilla.

Para utilizar otros productos de la gama, conéctelos a la máscara a través de las tomas situadas en la parte posterior de la máscara. A continuación, seleccione en la pantalla táctil «Aux. 1» o «Aux. 2» para que aparezcan como «Enabled».




FUNCIONAMIENTO PANTALLA LCD

67

Seleccione la sesión
12 o 20 minutos y
pulse «inicio» para comenzar
para empezar



Para interrumpir momentáneamente
la sesión, pulse «pausa»,
la potencia luminosa
se reduce al 10%.



Para detener la sesión
antes del final, pulse
en «stop».

Duración de la sesión

Parámetros



Versión del programa

Tiempo de encendido
de la máquina

Número acumulado de
horas de uso

Indicador de temperatura
de la placa electrónica

Activar o desactivar
la máscara y las
salidas AUX. Por defecto
máscara está activada

	Software Version : X.X
	Time System On : 2h35
	Time LED On : 1h02
	Electronics Temperature : XX°C
☒	Mask LEDs : Enabled
☐	Aux. 1 LEDs : Disabled
☐	Aux. 2 LEDs : Disabled

Para confirmar la activación del
accesorio, pulse
en «Yes»

←

SoftWare Version : 2.0

CONFIRMATION

?

Are you sure you want to enable the Aux. 1 LEDs ?

Cancel

Yes

Aux. 2 LEDs : Disabled

INSTRUCCIONES DE USO

69

Limpiar la piel antes de su uso para optimizar la absorción de la luz.

Espaciar las sesiones 72 horas, ya que es el tiempo necesario para que la piel absorba la energía de la luz.

No utilice la mascarilla durante más tiempo del recomendado.

Los efectos son óptimos entre 12 y 24 sesiones en función del protocolo elegido (12 o 20 minutos por sesión). Para beneficiarse del **«efecto retardado»**, haga una pausa de 1 a 2 meses antes de reanudar las sesiones. Durante esta pausa, la piel seguirá mejorando.

Utilice únicamente los accesorios suministrados por Lucibel.le Paris.

Evitar la aplicación de cosméticos distintos de los recomendados por Lucibel.le Paris .

Por último, para una autoevaluación precisa de los resultados de la máscara de belleza, se aconseja tomar una foto de las zonas tratadas antes de iniciar el protocolo, luego una segunda foto después de 8 o 16 sesiones, y una tercera foto después de 12 o 24 sesiones, según el programa elegido.

Mantenimiento de la mascarilla facial

Limpie la mascarilla facial después de cada uso: utilice toallitas impregnadas con una solución bactericida y virucida.

No utilice detergentes, disolventes productos químicos ni esponjas abrasivas.



Protección del medio ambiente

La mascarilla no puede tratarse como basura doméstica: debe depositarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que contribuye a preservar los recursos naturales.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de funcionamiento	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Vida útil máxima	50 000 horas
Materiales	Revestimiento: PC, ABS Flexible: PVC, Latón Base: Acero Tornillos: Acero cincado Disipador térmico: Aluminio
Peso	3,8 kg
Dimensiones	I 180 mm x L 396 mm x H 611 mm
Número de LED	40
Características eléctricas de entrada	100/240 V ~ 50/60 Hz
Longitud de onda	635 nm
Potencia	40 W
Jacks	Reservado para los accesorios Lucibel.le Paris

POUR DES CONSEILS PERSONNALISÉS
OU DES PROBLÈMES TECHNIQUES :

Notre site internet
www.lucibelleparis.com

Nous contacter
contact@lucibelle.fr



MASQUE DE BEAUTÉ

OVE

LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

Lucibel·le
PARIS

102 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

www.lucibelleparis.com