
MASQUE DE BEAUTÉ

OVE

LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

Lucibel·le
PARIS

LE MASQUE DE BEAUTÉ OVE DE LUCIBEL.LE PARIS, NÉ D'UNE ALLIANCE SINGULIÈRE ENTRE TECHNOLOGIE DE POINTE ET DESIGN AU SERVICE D'UNE BEAUTÉ INÉGALÉE.

Fruit d'une collaboration inédite avec le designer Olivier Lapidus, sa lumière ouvre un nouveau chemin vers la beauté. La technologie du masque de beauté **OVE** repose sur la régénération cutanée par la photobiomodulation LED.

La lumière LED rouge, source de beauté et de bien-être, augmente la synthèse de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique pour un effet repulpant, lissant et tonifiant sur le visage.

Afin de profiter pleinement des fonctionnalités du masque **OVE** et d'éviter tout dommage lié à une mauvaise utilisation, il est recommandé avant toute utilisation, de lire attentivement la notice d'utilisation.

**La nouvelle ère
de la beauté par
la lumière**

3

P5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

P6

CONTRE-INDICATIONS

P8

MANIPULATION DU
MASQUE DE BEAUTÉ

P10

FONCTIONNEMENT DU
MASQUE DE BEAUTÉ

P11

CONSEILS D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN

P12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

P13

GARANTIES LÉGALES

Le pouvoir de la lumière

CONTENU DU COFFRET

- ✓ Un masque de beauté **OVE**
- ✓ Une paire de lunettes de protection
- ✓ Une notice d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, veiller à suivre les consignes de sécurité suivantes :

5

AVERTISSEMENT : Ne pas regarder fixement les LED allumées. Il est impératif de porter les lunettes fournies en raison d'un rayonnement optique intense.

Vérifier que la tension du réseau est conforme à la plage indiquée sur l'alimentation du masque de beauté **OVE** (100-240 VAC).

Brancher le masque sur une prise murale aux normes électriques en vigueur.

Ne pas utiliser le masque de beauté **OVE** sous l'eau, en prenant un bain ou une douche.

Ne jamais utiliser le masque de beauté avec le cordon et/ou une alimentation endommagés.

Ne pas utiliser le masque si le minuteur est défectueux ou si la vitre intérieure du masque est cassée ou retirée.

Ne pas poser le masque sur une surface humide ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un évier.

Utiliser le masque de beauté **OVE** dans un endroit sec et éviter toute projection d'eau.

Si le masque de beauté **OVE** tombe dans l'eau : **ne pas le toucher** et débrancher immédiatement l'alimentation.

Ne pas utiliser le masque de beauté sous une couverture ou un environnement similaire. Une chaleur excessive pourrait se dégager et provoquer un incendie, un choc électrique, ou blesser une personne.

Porter ou déplacer le masque de beauté **OVE** uniquement en manipulant le socle. Ne pas le porter par la tige flexible.

Ne pas secouer ou faire tomber le masque de beauté **OVE**.

Ne pas laisser le masque de beauté **OVE** sans surveillance lorsqu'il est allumé et branché.

Ne pas retirer le numéro de série apposé sous le socle du masque.

Ne pas ouvrir ou démonter le masque de beauté **OVE**. Toute intervention doit être effectuée par le fabricant afin d'éviter tout danger.

En cas de prêt du masque à une tierce personne, joindre impérativement la notice.

Attention : ne pas fixer les émetteurs de lumière sans protection.

Il est nécessaire de porter les lunettes fournies en raison de l'intensité lumineuse. Ces lunettes doivent être portées pendant toute la durée des séances de photobiomodulation.

Le nettoyage et l'entretien du masque de beauté ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le masque **OVE** est conçu pour être utilisé sur le visage.

En cas de manipulation non conforme, notamment pour une utilisation autre que sur le visage, la garantie légale de conformité dont bénéficie le consommateur n'est pas applicable.

CONTRE-INDICATIONS

Le masque de beauté **OVE**
convient à toutes les peaux.

Néanmoins, son usage est déconseillé :

- Aux femmes enceintes,
- Aux personnes atteintes de téléangiectasie et de photodermatose,
- Aux personnes ayant des taches de naissance,
- Aux personnes souffrant ou pouvant souffrir de crises d'épilepsie,
- Aux enfants.

Par ailleurs, l'usage du masque de beauté **OVE** est fortement déconseillé aux personnes suivant un traitement à base de médicaments photosensibilisants ou aux personnes traitées pour une maladie entraînant une photosensibilité.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances sur l'utilisation de l'appareil pour comprendre les dangers encourus.

Des altérations préexistantes de la peau ne peuvent être imputées à l'exposition à la lumière rouge du masque.

Si des effets secondaires non désirés sont constatés, comme des démangeaisons dans les 48 heures suivant la 1^{ère} utilisation, l'utilisateur doit consulter un médecin avant toute nouvelle utilisation.

L'utilisation de la lumière rouge n'est pas contre-indiquée avec les traitements anti-cancéreux.

En cas de doute, l'utilisateur doit demander l'avis de son médecin.

7

Rides du Lion

Effet relaxant musculaire

**Pattes d'oie,
rides et ridules**

Lissage de la peau fine
du contour de l'oeil

Pores de la peau

Réduction visible de
leur diamètre

Ovale du visage

Raffermissment de la peau

Rides du front

Redensification de la peau
et effet bien-être

Paupières

Redensification de la peau

Peau


Diminution du taux de sébum

Sillons nasogéniens

Raffermissment de la peau

Bouche


Hydratation cutanée




Grâce à l'intensité lumineuse des LED, spécifique à chaque zone du visage, le masque de beauté offre des performances inégalées pour des résultats visibles.

MANIPULATION DU MASQUE DE BEAUTÉ


Conseils pour une manipulation simple
et efficace du masque **OVE**




9




Veiller toujours à bien orienter le masque par rapport au socle. La zone d'émission de la lumière du masque de beauté doit toujours rester du côté de la face avant du socle. Pour garder une bonne orientation du masque par rapport au socle, pivoter la tige flexible.



Prendre garde à ne pas trop fléchir la tige sous peine d'endommager ou de faire basculer le masque.



Pour régler le masque en hauteur, manipuler toujours la tige flexible avec deux mains.



L'utilisation du masque de beauté ne peut se faire que dans une seule position. Ne pas effectuer de rotation : le réglage du masque se fait à l'aide de la tige flexible.

FONCTIONNEMENT DU MASQUE DE BEAUTÉ

Poser le masque sur un support plat et stable puis le brancher sur une prise secteur (pour un fonctionnement optimal et sécurisé, nous déconseillons un branchement sur un boîtier multiprises).

Ajuster les lunettes de protection sur le visage de sorte que les yeux soient totalement protégés lors des séances de photobiomodulation.



Approcher le visage de l'intérieur du masque ; le nez doit toucher la paroi. Si besoin, ajuster la position du masque en manipulant la tige flexible.

Appuyer une fois sur le bouton (appui court) pour mettre en route le masque de beauté.

La séance est programmée pour une durée de **12 minutes**, alternant flashes et lumière continue.

À l'issue de la séance, le masque s'éteint automatiquement. Pour éteindre le masque au cours de la séance, procéder à un appui long de 3 secondes.

Après utilisation, débrancher le masque du secteur.



CONSEILS D'UTILISATION

Nettoyer la peau avant usage afin d'optimiser l'absorption de lumière.

Espacer les séances de 72 heures, durée nécessaire à la peau pour absorber l'énergie lumineuse.

N'utilisez pas le masque de beauté plus longtemps que la durée recommandée.

Les effets sont optimaux après 24 séances en moyenne. Pour bénéficier de **"l'effet retard"**, faire une pause de 1 à 2 mois avant de reprendre les séances. Pendant cette période de pause, la peau continuera à s'embellir.

N'utiliser que les accessoires fournis par Lucibel.le Paris.

Éviter d'appliquer tout produit cosmétique avant la séance.

Enfin, pour une auto-évaluation précise des résultats du masque de beauté, il est conseillé de prendre une photo des zones traitées avant de commencer le protocole, puis une deuxième photo après 16 séances, et une troisième photo après 24 séances.

Si le masque de beauté est utilisé consécutivement par plusieurs personnes, le maintenir éteint pendant 5 minutes minimum entre deux utilisations.

Le masque est conçu pour une utilisation à domicile allant jusqu'à 5 séances par jour ; une utilisation plus intensive serait de nature à endommager le masque de beauté.

11

Entretien du masque de beauté

Nettoyer après chaque utilisation le masque de beauté : pour cela, utiliser des lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et virucide.

Exclure tout détergent, solvant, produit chimique et éponge abrasive.



Protection de l'environnement

Le masque de beauté ne peut être traité comme un déchet ménager : il doit être déposé dans un point de collecte adéquat pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, qui contribue à la préservation des ressources naturelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques du masque de beauté, véritable concentré de technologie mettant en lumière toutes les beautés.

Température de fonctionnement	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Durée de vie maximale	50 000 heures
Matériaux	Habillage : PC, ABS Flexible : PVC, Laiton Base : Acier Visserie : Acier zingué Dissipateur : Aluminium
Poids	3,64 kg
Dimensions	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Nombre de LED	40
Caractéristiques électriques d'entrée	100/240 V ~ 50/60 Hz
Longueur d'onde	635 nm
Puissance	40 W
Prise jack	Réservée aux accessoires Lucibel.le Paris

GARANTIES LÉGALES

13

La Société garantit la conformité des Produits Lucibel.le Paris aux spécifications de la Société et à l'état des normes techniques françaises, européennes et applicables dans chaque pays dans lequel ses produits sont commercialisés.

Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L.217-4-3 et suivants du Code de la Consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 et 1644 du Code Civil), permettant au Client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes.

Les Produits vendus doivent être conformes au contrat et exempts de défauts de conformité lors de la délivrance.

Le Vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Conformément à l'article L. 217-4 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

- Il doit correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, toute autre caractéristique prévue au contrat ;
- Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
- Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
- Il est mis à jour conformément au contrat.

Conformément à l'article L. 217-5 du Code de la consommation, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

- Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduites spécifiques applicables au secteur concerné ;
- Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
- Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
- Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre.

Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;

Toutefois, la Société n'est pas tenue par toutes déclarations publiques mentionnées ci-dessus si elle démontre :

1. Qu'elle ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2. Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3. Ou que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.

Tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication donne droit à l'échange ou la réparation du Produit, après examen du Produit reconnu défectueux par la Société.

Cette garantie ne s'applique qu'au bénéfice direct du Client consommateur.

La garantie ne couvre pas les défauts dont il est établi qu'ils proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation ou d'entretien indiquées par la Société et qui figurent dans le guide d'utilisation.

De même, la garantie ne couvre pas les défauts dont il est établi qu'ils proviendraient d'une négligence, d'une cause étrangère au Produit telle qu'une mauvaise installation électrique, un défaut d'entretien, un défaut de surveillance, un incendie, un dégât des eaux, des pénétrations de sable ou de liquide, un rangement inapproprié, une utilisation anormale, une utilisation en milieu humide ou extérieur, une chute.

La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'usage de pièces ou accessoires non fabriqués par la Société, en cas d'altération ou de retrait du numéro du lot apposé en usine, en cas d'assemblage, de désassemblage, d'intervention ou modification effectués par un tiers non agréé par la Société.

Pour bénéficier de la garantie, le Client devra aviser la Société à l'adresse contact@lucibelle.fr ou par courrier à l'adresse du Service retour produit : Lucibel - Service retour produit - 101 Allée des Vergers, 76360 Barentin, France des défauts imputés au Produit dès la manifestation de ceux-ci, et, au plus tard, dans un délai d'un mois après réception du Produit (la date de livraison faisant foi), en fournissant :

- Un descriptif détaillé du ou des défauts imputés ;
- Le numéro de série du Produit et les conditions d'emploi de celui-ci ;
- Un justificatif d'achat.

Dès accusé réception par la Société, le Client devra expédier le produit dans les quinze jours suivant la réception de la notification par mail ou courrier, à l'adresse du Service retour mentionnée ci-dessus, le Produit complet, dans son emballage d'origine, et s'abstenir d'effectuer lui-même une réparation. Un retour non autorisé pourra être refusé par la Société.

Les frais de retour sont à la charge du Client.

En cas de défaut reconnu par la Société au titre de la présente garantie, la Société procédera, à son choix, au remplacement du ou des Produits reconnus défectueux ou à l'échange du matériel ou des pièces reconnus défectueux, et ce par des Produits aux performances au moins équivalentes. Dans ce cas, les frais inhérents au retour du Produit et de son renvoi seront pris en charge par la société à hauteur de 40€ TTC. Toute autre responsabilité ou compensation est exclue. En cas de remplacement d'un Produit au titre de la présente garantie, le Produit remplacé est lui-même garanti mais uniquement pour la durée restant à courir de la garantie initiale. En aucun cas la Société ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits, ou consécutifs (manque à gagner y compris) occasionnés du fait d'une utilisation du Produit non conforme au présent guide d'utilisation ou à des fins autres que celles pour lesquelles le Produit a été conçu.

Conformément à la réglementation, cette garantie n'est applicable qu'au consommateur.

BEAUTY MASK

OVE

THE POWER OF LIGHT

Lucibel·le
PARIS

THE BEAUTY OVE MASK BY LUCIBELLE PARIS, BORN OUT OF A REVOLUTIONARY COMBINATION OF CUTTING-EDGE TECHNOLOGY AND DESIGN, DELIVERING UNRIVALLED BEAUTY.

The result of an unprecedented partnership with designer Olivier Lapidus, its light pioneers a new path to beauty. The technology of the **OVE** beauty mask capitalizes on skin regeneration through LED photobiomodulation.

Red LED light, a source of beauty and wellness, boosts the synthesis of collagen, elastin and hyaluronic acid, giving the skin a replenishing, smoothing and invigorating effect.

To benefit fully from the **OVE** mask's features and to avoid any damage linked to improper usage, carefully read the instructions prior to use.

**The new era of
beauty through
light**

17

P19 SAFETY INSTRUCTIONS

P20 CONTRAINDICATIONS

P22 HANDLING THE
BEAUTY MASK

P24 OPERATING THE
BEAUTY MASK

P25 DIRECTIONS FOR USE
AND MAINTENANCE

P26 TECHNICAL
SPECIFICATIONS

The power of light

CONTENTS OF THE BOX

- ✓ A **OVE** beauty mask
- ✓ A pair of protective goggles
- ✓ User guide

SAFETY INSTRUCTIONS

To avoid any risk of electrocution, fire, electric shock or injury, please follow the following safety measures:

19

WARNING: Do not look directly into LEDs while in operation. You must wear the goggles provided due to the intense optical radiation.

Check that the network voltage is in accordance with the range indicated on the power terminal of the **OVE** beauty mask (100-240 VAC).

Plug the mask into a wall socket which meets electrical specifications.

Do not use the **OVE** beauty mask under running water, while taking a bath or in the shower.

Never use the beauty mask with a damaged cord and/or power supply.

Do not use the beauty mask if the timer is faulty or if the inner pane of the mask is broken or has been removed.

Do not place the mask on a damp surface or close to a bathtub, shower or basin.

Use the **OVE** beauty mask in a dry place and avoid any sprayed water.

If the **OVE** beauty mask falls in water: **do not touch it** and immediately disconnect the power.

Do not use the beauty mask under a cover or in a similar environment. Excessive heat could be emitted and cause a fire, an electric shock or bodily harm.

Only carry and move the **OVE** beauty mask by holding the base. Never lift by the flexible cable.

Do not shake or drop the **OVE** beauty mask.

Do not leave the **OVE** beauty mask unattended when it is turned on and plugged in.

Do not remove the serial number located beneath the mask base.

Do not open or dismantle the **OVE** beauty mask. Maintenance must only be carried out by the manufacturer in order to avoid any danger.

In the case of hire of the mask by a third party, the instructions for use must be provided.

WARNING : Do not stare at the emitter.

It is necessary to wear the glasses provided because of the light intensity. These goggles must be worn during the entire duration of the photobiomodulation sessions.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The **OVE** face mask is designed for use on the face. In the event of improper handling, in particular for use of the **OVE** face mask other than on the face, the legal guarantee of conformity, which the consumer enjoys, shall not apply.

CONTRAINDICATIONS

The **OVE** beauty mask is suitable for all skin types.

However, its use is not recommended for:

- Pregnant women,
- People suffering from telangiectasia and photo-dermatosis,
- People with birth marks,
- People who suffer from or who may suffer from epileptic fits,
- Children,

This appliance must not be used by individuals with impaired physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and knowledge of the appliance's use and its potential risks.

What's more, use of the beauty mask is not recommended for people **OVE** undergoing treatment with photosensitizing medications or people being treated for a disease which results in photo-sensitivity.

Pre-existing skin conditions cannot be attributed to exposure to the mask's red light.

If undesirable side effects are observed, such as itching within 48 hours of initial use, please ask your doctor prior to reusing the appliance.

Use of red light is not contraindicated with anti-cancer treatments.

If in doubt, user should ask a doctor.

21

Frown lines
Muscle relaxing effect

Forehead wrinkles
Skin replenishment
and well-being effect

**Crow's feet,
wrinkles and fine lines**
Smoothing thin skin
in the eye area

Eyelids
Skin replenishment


Skin pores
Visible reduction
of their diameter

Skin
Reduction in sebum levels

Face oval
Skin toning

Naso-labial folds
Skin replenishment


Mouth
Skin hydration




Thanks to the LED light intensity, specific to every area of the face, the beauty mask offers unparalleled performance for visible results.

HANDLING THE BEAUTY MASK


Advice for simple and efficient use of
the **OVE** beauty mask.




23




Always turn the mask the right way around in relation to the base. The light emitting area of the beauty mask must always be facing the front of the base. To keep the mask facing the right way with regard to the base, rotate the flexible cable.



Ensure not to over-bend the cable, as you may risk damaging or knocking over the mask.



To adjust the height of the mask, always handle the flexible cable using both hands.



The beauty mask can only be used in one position. Do not rotate: adjust the mask using the flexible cable.

OPERATING THE BEAUTY MASK

Place the mask on a flat, stable surface and plug it into a power outlet (for optimal and safe use, we do not recommend using a socket strip).

Adjust the protective goggles on the face so that the eyes are fully protected during photobiomodulation sessions.



Place the face inside the mask. The nose must touch the wall. If needed, adjust the position of the mask by moving the flexible cable.

Press the button once (short press) to turn the beauty mask on.

The session is programmed to last for **12 minutes**, alternating flashes and steady light.

After the session, the mask turns off automatically. To turn off the mask during a session, hold the button down for 3 seconds.

After use, disconnect the mask from the power supply.



DIRECTIONS FOR USE

25

Cleanse the skin prior to use to optimize light absorption.

Set 72-hours **intervals between sessions** - the time needed for the skin to absorb the light energy.

Do not use the **OVE** face mask for longer than the recommended time.

Optimal effects are observed after 24 sessions on average. To benefit from the "**delayed effect**", take a 1-2 month break before resuming sessions. During this pause time, the skin will continue to be embellished.

Only use accessories supplied by Lucibel.le Paris.

Avoid applying any cosmetic products prior to the session.

Finally, for an accurate self-assessment of the beauty mask's results, take a photo of the treated areas prior to starting the protocol, a second photo after 16 sessions and a third photo after 24 sessions.

If the beauty mask is used consecutively by several people, keep it switched off for at least 5 minutes between uses.

The mask is designed for home use for up to five sessions per day. Excessive use could result in damage to the beauty mask.

Maintaining the beauty mask

Clean the beauty mask after each use using wipes soaked in an antibacterial and antiviral solution.

Refrain from using detergents, solvents, chemical products and abrasive sponges.



Environmental safeguards

The beauty mask may not be treated as household waste: it must be brought to a designated collection point for the recycling of waste electric and electronic equipment, to help preserve natural resources.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical specifications of the beauty mask - a real marvel of technology - exalting every kind of beauty.

Operating temperature	0 °C to +35 °C +32 °F to +95 °F
Maximum service life	50,000 hours
Materials	Casing: PC, ABS Flexible cable: PVC, Brass Base: Steel Screws and bolts: Zinc-plated steel Dissipator: Aluminum
Weight	3.64 kg
Dimensions	W 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Number of LEDs	40
Electrical input characteristics	100/240 V ~ 50/60 Hz
Wavelength	635 nm
Power	40 W
Jack socket	Reserved for Lucibel.le Paris accessories

MASCHERA DI BELLEZZA



IL POTERE DELLA LUCE

Lucibel·le
PARIS

LA MASCHERA DI BELLEZZA OVE DI LUCIBELLE PARIS, NATA DA UN'ALLEANZA UNICA TRA TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA E DESIGN PER UNA BELLEZZA SENZA PARI.

Frutto di una collaborazione unica con il designer Olivier Lapidus, la sua luce apre una nuova strada alla bellezza. La tecnologia della maschera di bellezza **OVE** si basa sulla rigenerazione della pelle attraverso la fotobiomodulazione a LED.

La luce LED rossa, fonte di bellezza e benessere, aumenta la sintesi di collagene, elastina e acido ialuronico per un effetto rimpolpante, levigante e tonificante sul viso.

Per sfruttare appieno le funzionalità della maschera **OVE** e per evitare danni dovuti a un uso improprio, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.

**La nuova era di
bellezza attraverso
dalla luce**

29

- P5 ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- P6 CONTROINDICAZIONI
- P8 MANIPOLAZIONE DELLA
MASCHERA DI BELLEZZA
- P10 FUZIONAMENTO DELLA
MASCHERA DI BELLEZZA
- P11 ISTRUZIONI PER L'USO
E MANUTENZIONE
- P12 CARATTERISTICHE TECNICHE

Il potere della luce

CONTENUTI DELLA SCATOLA

- ✓ Una maschera di bellezza **OVE**
- ✓ Un paio di occhiali protettivi
- ✓ Un manuale di istruzioni

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni, attenersi alle seguenti precauzioni di sicurezza:

31

AVVERTENZA: non fissare i LED accesi. È indispensabile indossare gli occhiali in dotazione a causa dell'intensità delle radiazioni ottiche.

Verificare che la tensione di rete rientri nell'intervallo indicato sull'alimentatore della maschera facciale **OVE** (100-240 VCA).

Collegare la maschera a una presa di corrente conforme agli standard elettrici attuali.

Non utilizzare la maschera viso **OVE** sotto l'acqua, nella vasca da bagno o nella doccia.

Non utilizzare il facciale con un cavo e/o un alimentatore danneggiato.

Non utilizzare la maschera se il timer è difettoso o se il facciale interno è rotto o rimosso.

Non collocare la maschera su una superficie bagnata o in prossimità di vasca da bagno, doccia o lavandino.

Utilizzare la maschera viso **OVE** in un luogo asciutto ed evitare gli spruzzi d'acqua.

Se il facciale cade in acqua: **non toccarlo** e scollegare immediatamente l'alimentazione.

Non utilizzare il facciale sotto una coperta o un ambiente simile. Si potrebbe generare un calore eccessivo che potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.

Indossare o spostare la maschera facciale **OVE** solo maneggiando la base. Non indossarlo per lo stelo flessibile.

Non scuotere o far cadere la maschera facciale

Non lasciare incustodito il facciale **OVE** quando è acceso e collegato.

Non rimuovere il numero di serie apposto sul fondo della base della maschera.

Non aprire o smontare la maschera facciale **OVE**. Qualsiasi intervento deve essere effettuato dal produttore per evitare qualsiasi pericolo.

Se la maschera viene prestata a la maschera a terzi, le istruzioni devono essere allegate.

Attenzione: non collegare gli emettitori di luce senza protezione. A causa dell'intensità della luce, è necessario indossare gli occhiali in dotazione. Questi occhiali devono essere indossati per tutta la durata delle sedute di fotobiomodulazione.

La pulizia e la manutenzione della maschera facciale non devono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

La maschera **OVE** è progettata per essere per l'uso sul viso. In caso di uso improprio, in particolare per un uso diverso da quello sul viso, la garanzia legale di conformità di cui beneficia il consumatore non è applicabile.

CONTROINDICAZIONI

La maschera di bellezza

OVE è adatta a tutti i tipi di pelle.

Tuttavia, il suo uso non è raccomandato:

- . Donne in gravidanza,
- . Persone affette da teleangectasie e fotodermatosi,
- . Persone con voglie,
- . Persone che soffrono o possono soffrire di crisi epilettiche,
- . Bambini.

L'uso della maschera facciale è sconsigliato alle persone che assumono farmaci fotosensibilizzanti o che sono in cura per una malattia che causa fotosensibilità.

Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non hanno l'esperienza e la conoscenza dell'uso del dispositivo per comprenderne i rischi.

Le alterazioni cutanee preesistenti non possono essere attribuite all'esposizione alla luce rossa della maschera.

Se si verificano effetti collaterali indesiderati, come prurito entro 48 ore dal primo utilizzo, consultare un medico prima di continuare a usarlo.

L'uso della luce rossa non è controindicato in caso di trattamenti antitumorali.

In caso di dubbio, l'utente dovrebbe chiedere il parere del proprio medico.

33

Rughe d'espressione
Effetto rilassante mus-

Rughe della fronte
Ridensificazione della pelle
e effetto benessere

**Zampe di gallina,
rughe e linee sottili**
Levigazione della pelle
sottile del contorno occhi

Palpebre
Ridensificazione della pelle

Pori della pelle
Riduzione visibile del
del loro diametro

La pelle
Diminuzione dei livelli di sebo

Viso ovale
Rassodamento della pelle


Pieghe nasolabiali
Rassodamento della pelle

Bocca
Idratazione della pelle


Grazie all'intensità della luce LED, specifica per ogni area del viso, la maschera di bellezza offre prestazioni ineguagliabili per risultati visibili.

MANIPOLAZIONE DELLA MASCHERA DI BELLEZZA


Suggerimenti per una gestione facile ed efficace
della maschera **OVE**




35




Assicurarsi sempre che la maschera sia orientata correttamente rispetto alla base. L'area di emissione della luce della maschera deve sempre rimanere sul lato anteriore della base. Per mantenere il corretto orientamento della maschera rispetto alla base, ruotare l'asta flessibile.



Fare attenzione a non piegare troppo lo stelo, altrimenti la maschera potrebbe danneggiarsi o inclinarsi.



Quando si regola l'altezza della maschera, maneggiare sempre lo stelo flessibile con entrambe le mani.



La maschera può essere utilizzata solo in una posizione. Non ruotare: la maschera si regola con l'asta flessibile.

FUNZIONAMENTO LA MASCHERA DI BELLEZZA

Posizionare la maschera su una superficie piana e stabile e collegarla a una presa di corrente (per un uso ottimale e sicuro, si sconsiglia di utilizzare una ciabatta).

Regolare gli occhiali protettivi sul viso in modo che gli occhi siano completamente protetti durante le sessioni di fotobiomodulazione.



Avvicinare il viso all'interno della maschera; il naso deve toccare la parete. Se necessario, regolare la posizione della maschera manipolando lo stelo flessibile.

Premere una volta il pulsante (pressione breve) per avviare la maschera.

La sessione è programmata per durare **12 minuti**, alternando lampi e luce continua.

Al termine della sessione, la maschera si spegne automaticamente. Per spegnere la maschera durante la sessione, tenere premuto per 3 secondi.

Dopo l'uso, scollegare la maschera dalla rete elettrica.



ISTRUZIONI PER L'USO

37

Pulire la pelle prima dell'uso per ottimizzare l'assorbimento della luce.

Impostate intervalli di 72 ore **tra le sedute**, il tempo necessario alla pelle per assorbire l'energia luminosa.

Non utilizzare la maschera viso OVE per un tempo superiore a quello consigliato.

Gli effetti ottimali si osservano in media dopo 24 sedute. Per beneficiare dell'"**effetto ritardato**", fare una pausa di 1-2 mesi prima di riprendere le sedute. Durante questo periodo di pausa, la pelle continuerà a essere abbellita.

Utilizzare solo gli accessori forniti da Lucibel.le Paris.

Evitare di applicare prodotti cosmetici prima della seduta.

Infine, per un'autovalutazione accurata dei risultati della maschera di bellezza, scattare una foto delle zone trattate prima di iniziare il protocollo, una seconda foto dopo 16 sedute e una terza foto dopo 24 sedute.

Se la maschera di bellezza viene utilizzata consecutivamente da più persone, tenerla spenta per almeno 5 minuti tra un utilizzo e l'altro.

La maschera è progettata per un uso domestico fino a 5 sedute al giorno; un uso più intensivo danneggerebbe la maschera.

Manutenzione della maschera facciale

Pulire la maschera di bellezza dopo ogni utilizzo utilizzando salviette imbevute di una soluzione antibatterica e antivirale.

Astenersi dall'uso di detergenti, solventi, prodotti chimici e spugne abrasive.



Ambiente salvaguardare

La maschera di bellezza non può essere trattata come rifiuto domestico: deve essere portata in un punto di raccolta designato per il punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche, per per contribuire a preservare le risorse naturali.

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di esercizio	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Vita utile massima	50 000 ore
I materiali	Involucro: PC, ABS Cavo flessibile: PVC, ottone Base: Steel Viti e bulloni: acciaio zincato Dissipatore: alluminio
Peso	3,64 kg
Dimensioni	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Numero di LED	40
Caratteristiche elettriche di ingresso	100/240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza d'onda	635 nm
Potenza	40 W
Presa jack	Riservato agli accessori Lucibel.le Paris

SCHÖNHEITSMASKE

OVE

DIE MACHT DES LICHTS

Lucibel·le
PARIS

DIE SCHÖNHEITSMASKE
OVE VON LUCIBELLE
PARIS, DIE AUS EINER
EINZIGARTIGEN VERBINDUNG
VON SPITZENTECHNOLOGIE
UND DESIGN IM DIENSTE
EINER UNVERGLEICHLICHEN

Ihr Licht ist das Ergebnis einer
neuartigen Zusammenarbeit mit
dem Designer Olivier Lapidus und
eröffnet einen neuen Weg zur
Schönheit. Die Technologie der
OVE-Schönheitsmaske beruht auf
der Hautregeneration durch LED-
Photobiomodulation.

Das rote LED-Licht, eine
Quelle der Schönheit und des
Wohlbefindens, steigert die
Synthese von Kollagen, Elastin und
Hyaluronsäure und sorgt so für
einen aufpolsternden, glättenden
und straffenden Effekt im Gesicht.

Um die Funktionen der **OVE**-
Maske voll auszuschöpfen und
Schäden durch unsachgemäße
Anwendung zu vermeiden,
sollten Sie vor der Anwendung die
Gebrauchsanweisung aufmerksam
lesen.

Die neue Ära der Schönheit durch Licht

41

P43 SICHERHEITVORSCHRIFTEN

P44 KONTRAINDIKATIONEN

P46 MANIPULATION DER
SCHÖNHEITSMASKE

P48 BETRIEB DER
SCHÖNHEITSMASKE

P49 GEBRAUCHSHINWEISE
UND PFLEGE

P50 TECHNISCHE MERKMALE

Die Macht des Lichts

INHALT DES PACKETS

- ✓ Eine Schönheitsmaske **OVE**
- ✓ Eine Schutzbrille
- ✓ Eine Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Um einen elektrischen Schlag, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, die folgenden Sicherheitshinweise zu befolgen:

43

WARNUNG: Schauen Sie nicht starr auf die leuchtenden LEDs. Aufgrund der intensiven optischen Strahlung ist es unbedingt erforderlich, die mitgelieferte Brille zu tragen.

Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung dem Bereich entspricht, der auf dem Netzteil der **OVE**-Schönheitsmaske angegeben ist (100-240 VAC).

Schließen Sie die Maske an eine Wandsteckdose an, die den geltenden elektrischen Normen entspricht.

Verwenden Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nicht unter Wasser, beim Baden oder Duschen.

Verwenden Sie die **OVE**-Schönheitsmaske niemals mit beschädigtem Kabel und/oder Netzteil.

Verwenden Sie die Maske nicht, wenn der Timer defekt ist oder wenn das innere Glas der Maske zerbrochen oder entfernt wurde.

Legen Sie die Maske nicht auf eine feuchte Oberfläche oder in die Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Waschbeckens.

Verwenden Sie die **OVE**-Schönheitsmaske an einem trockenen Ort und vermeiden Sie Spritzwasser.

Wenn die Gesichtsmaske ins Wasser fällt: **Berühren Sie sie nicht** und ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Verwenden Sie die Gesichtsmaske nicht unter einer Decke oder in einer ähnlichen Umgebung. Es könnte zu einer übermäßigen Hitzeentwicklung kommen, die einen Brand **OVE** einen elektrischen Schlag verursachen oder eine Person verletzen könnte.

Tragen oder bewegen Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nur, indem Sie den Standfuß handhaben. Tragen Sie sie nicht am flexiblen Stab.

Die Schönheitsmaske nicht schütteln oder fallen lassen.

Lassen Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn sie eingeschaltet und angeschlossen ist.

Entfernen Sie nicht die Seriennummer, die unter dem Sockel der Maske angebracht ist.

Öffnen oder zerlegen Sie die **OVE**-Schönheitsmaske nicht. Jegliche Eingriffe muss vom Hersteller durchgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.

Wenn Sie die Maske an eine dritte Person ausleihen, legen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung bei.

Achtung: Befestigen Sie die Lichtstrahler nicht ungeschützt. Aufgrund der Lichtintensität ist es notwendig, die mitgelieferte Brille zu tragen. Diese Brille muss während der gesamten Dauer der Photobiomodulationssitzungen getragen werden.

Die Reinigung und Pflege der Gesichtsmaske sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Die **OVE**-Maske ist für die Verwendung auf dem Gesicht verwendet werden. Bei unsachgemäßer Handhabung, insbesondere bei einer anderen Verwendung als auf dem Gesicht, ist die gesetzliche Konformitätsgarantie, die der Verbraucher in Anspruch nehmen kann, nicht anwendbar.

KONTRAINDIKATIONEN

Die **OVE**-Maske ist für alle Hauttypen geeignet.

Dennoch wird von seiner Verwendung abgeraten :

- . Für schwangere Frauen,
- . Personen mit Teleangiectasie und Photodermatose,
- . An Personen mit Muttermalen,
- . An Personen, die an epileptischen Anfällen leiden oder leiden könnten,
- . An Kinder.

Außerdem wird von der Verwendung der **OVE**-Schönheitsmaske dringend abgeraten, wenn Sie eine Behandlung mit photosensibilisierenden Medikamenten erhalten oder wenn Sie wegen einer Krankheit behandelt werden, die zu einer Lichtempfindlichkeit führt.

Dieses Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die über eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten verfügen oder denen es an Erfahrung und Wissen über die Benutzung des Geräts mangelt, um die damit verbundenen Gefahren zu verstehen.

Vorbestehende Hautveränderungen können nicht auf die Exposition gegenüber dem roten Licht der Maske zurückgeführt werden.

Wenn unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, wie z. B. Juckreiz innerhalb von 48 Stunden nach der 1. Anwendung, sollten Sie vor der weiteren Anwendung einen Arzt konsultieren.

Die Verwendung von Rotlicht ist bei Krebsbehandlungen nicht kontraindiziert.

Im Zweifelsfall sollte der Nutzer seinen Arzt um Rat fragen.

45

Zornesfalten

Muskelentspannende

**Krähenfüße,
Falten und Fältchen**Glättung der dünnen Haut
der Augenpartie**Poren der Haut**Sichtbare Verkleinerung von
ihr Durchmesser**Ovale Gesicht**

Straffung der Haut

Falten auf der StirnVerdichtung der Haut
und Wohlfühleffekt**Augenlider**

Verdichtung der Haut

Haut

Verminderte Talgproduktion

Nasolabialfalten

Straffung der Haut


Mund

Feuchtigkeitsversorgung der Haut


Dank der Lichtintensität der LEDs, die für jeden Gesichtsbereich spezifisch ist, bietet die Schönheitsmaske eine unübertroffene Leistung für sichtbare Ergebnisse.

MANIPULATION DER SCHÖNHEITSMASKE

Tipps für eine einfache Handhabung
und effektive Anwendung der **OVE**-Maske




47




Achten Sie immer darauf, dass die Maske in Bezug auf den Sockel richtig ausgerichtet ist. Der lichtemittierende Bereich der Gesichtsmaske muss immer auf der Seite der Vorderseite des Sockels bleiben. Um die richtige Ausrichtung der Maske in Bezug auf den Sockel beizubehalten, drehen Sie den flexiblen Stab.



Achten Sie darauf, den Stab nicht zu stark zu biegen, da die Maske sonst beschädigt werden oder umkippen könnte.



Um die Maske in der Höhe zu verstellen, sollten Sie den flexiblen Stab immer mit beiden Händen anfassen.



Die Verwendung der Gesichtsmaske ist nur in einer Position möglich. Führen Sie keine Drehungen durch: Die Einstellung der Maske erfolgt mithilfe des flexiblen Stabs..

BETRIEB DER SCHÖNHEITSMASKE

Legen Sie die Maske auf eine flache, stabile Oberfläche und schließen Sie sie an eine Steckdose an (für einen optimalen und sicheren Betrieb empfehlen wir, sie nicht an eine Steckdosenleiste anzuschließen).

Setzen Sie die Brille über Ihr Gesicht, um Ihre Augen während der Photobiomodulationssitzungen vollständig zu schützen.



Bringen Sie das Gesicht näher an die Innenseite der Maske heran; die Nase sollte die Wand berühren. Passen Sie die Position der Maske bei Bedarf an, indem Sie den flexiblen Schaft betätigen.

Drücken Sie den Knopf einmal (kurz), um die Maske zu starten.

Die Sitzung ist auf eine Dauer von **12 Minuten** programmiert, wobei sich Blitzlicht und Dauerlicht abwechseln.

Am Ende der Sitzung schaltet sich die Maske automatisch aus. Um die Maske während der Sitzung auszuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Trennen Sie die Maske nach dem Gebrauch vom Stromnetz.



GEBRAUCHSHINWEISE

49

Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung, um die Lichtabsorption zu optimieren.

Halten Sie einen Abstand von 72 Stunden zwischen den Sitzungen ein, da die Haut diese Zeit benötigt, um die Lichtenergie zu absorbieren.

Verwenden Sie die Gesichtsmaske nicht länger als die empfohlene Dauer.

Die optimale Wirkung wird nach durchschnittlich 24 Sitzungen erreicht. Um vom «**Verzögerungseffekt**» zu profitieren, sollten Sie eine Pause von 1 bis 2 Monaten einlegen, bevor Sie die Sitzungen wieder aufnehmen. Während dieser Pause wird sich die Haut weiter verschönern.

Verwenden Sie nur das von Lucibel.le Paris gelieferte Zubehör.

Vermeiden Sie es, vor der Sitzung irgendwelche kosmetischen Produkte aufzutragen.

Schließlich sollten Sie für eine genaue Selbsteinschätzung der Ergebnisse der Schönheitsmaske vor Beginn des Protokolls ein Foto der behandelten Bereiche machen, nach 16 Sitzungen ein zweites Foto und nach 24 Sitzungen ein drittes Foto.

Wenn die Gesichtsmaske von mehreren Personen nacheinander verwendet wird, halten Sie sie zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet.

Die Maske ist für die Anwendung zu Hause mit bis zu fünf Sitzungen pro Tag konzipiert; eine intensivere Anwendung würde die Schönheitsmaske beschädigen.

Pflege der Gesichtsmaske

Reinigen Sie die Gesichtsmaske nach jedem Gebrauch: Verwenden Sie dazu Tücher, die mit einer bakteriziden und viruziden Lösung getränkt sind.

Alle Reinigungsmittel, Lösungsmittel ausschließen, Chemikalien und Schwämme Scheuermittel.



Schutz der Umwelt

Die Gesichtsmaske kann nicht als Haushaltsabfall behandelt werden: Sie muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden, da dies zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen beiträgt.

TECHNISCHE MERKMALE

Temperatur Betrieb	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Maximale Lebensdauer	50 000 Stunden
Materialien	Verkleidung: PC, ABS Flexibel: PVC, Messing Basis: Stahl Schrauben: Verzinkter Stahl Kühlkörper: Aluminium
Gewicht	3,64 kg
Abmessungen	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Anzahl der LEDs	40
Elektrische Eingangsdaten	100/240 V ~ 50/60 Hz
Wellenlänge	635 nm
Leistung	40 W
Klinkenbuchsen	Reserviert für Lucibel.le Paris Zubehör

MASCARILLA DE BELLEZA

OVE

EL PODER DE LA LUZ

Lucibel·le
PARIS

LA MASCARILLA DE BELLEZA
OVE DE LUCIBELLE PARIS,
NACIDA DE UNA ALIANZA
ÚNICA ENTRE TECNOLOGÍA
PUNTA Y DISEÑO PARA UNA
BELLEZA SIN IGUAL.

Fruto de una colaboración única
con el diseñador Olivier Lapidus,
su luz abre un nuevo camino a la
belleza. La tecnología de la máscara
de belleza **OVE** se basa en la
la regeneración de la piel mediante
la fotobiomodulación LED.

La luz LED roja, fuente de belleza
y bienestar, aumenta la síntesis
de colágeno, elastina y ácido
hialurónico para un efecto rellenador,
alisador y tonificante del rostro.

Para aprovechar al máximo las
prestaciones de la mascarilla **OVE**
y evitar cualquier daño debido a un
uso incorrecto, se recomienda leer
atentamente las instrucciones antes
de utilizarla.

**La nueva era
de la belleza a
través por la luz**

53

P55 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

P56 CONTRAINDICACIONES

P58 MANEJO DE LA
MÁSCARA DE BELLEZA

P60 FUNCIONAMIENTO
DE LA MASCARILLA FACIAL

P61 INSTRUCCIONES DE USO
Y MANTENIMIENTO

P62 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El poder de la luz

CONTENIDO DE LA CAJA

- ✓ Una mascarilla de belleza **OVE**
- ✓ Un par de gafas protectoras
- ✓ Un manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones, asegúrese de seguir estas precauciones de seguridad:

55

ADVERTENCIA: No mire fijamente a los LED iluminados. Es imprescindible llevar las gafas suministradas debido a la intensa radiación óptica.

Compruebe que la tensión de red se encuentra dentro del rango indicado en la fuente de alimentación de la mascarilla facial **OVE** (100-240 VCA).

Conecta la máscara a una toma de corriente que cumpla las normas eléctricas vigentes.

No utilice la mascarilla facial **OVE** bajo el agua, en la bañera o en la ducha.

No utilice nunca la mascarilla si el cable o la fuente de alimentación están dañados.

No utilice la mascarilla si el temporizador está defectuoso o si la máscara interior está rota o desmontada.

No coloque la mascarilla sobre una superficie húmeda ni cerca de una bañera, ducha o lavabo.

Utilice la mascarilla facial **OVE** en un lugar seco y evite las salpicaduras de agua.

Si la mascarilla facial **OVE** cae al agua: **no la toque** y desconecte inmediatamente la fuente de alimentación.

No utilice la mascarilla facial debajo de una manta o entorno similar. Podría generarse un calor excesivo y provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones personales.

Lleve o mueva la mascarilla facial **OVE** únicamente manipulándola por la base.

No la lleve por el vástago flexible.

No sacuda ni deje caer la mascarilla facial **OVE**

No deje el **OVE** desatendida cuando esté encendida y enchufada.

No retire el número de serie fijado en la parte inferior de la base de la máscara.

No abra ni desmonte la mascarilla facial **OVE**. Cualquier intervención debe ser realizada por el fabricante para evitar cualquier peligro.

Si la máscara se presta a un tercero, deberán adjuntarse las instrucciones.

Precaución: No coloque los emisores de luz sin protección. Es necesario llevar las gafas suministradas debido a la intensidad de la luz. Estas gafas deben llevarse durante toda la duración de las sesiones de fotobiomodulación.

La limpieza y el mantenimiento de la mascarilla facial no deben ser realizados por niños sin supervisión.

La máscara **OVE** está diseñada para ser utilizada en la cara. En caso de manipulación incorrecta, en particular para un uso distinto del facial, no será aplicable la garantía legal de conformidad de la que se beneficia el consumidor.

CONTRAINDICACIONES

La mascarilla de belleza **OVE** es adecuada para todo tipo de pieles.

No obstante, no se recomienda su uso :

- . Mujeres embarazadas,
- . Personas que padezcan telangiectasia y fotodermatosis,
- . Personas con marcas de nacimiento,
- . Personas que sufren o pueden sufrir crisis epilépticas,
- . Los niños.

Además, no se recomienda el uso de la mascarilla facial **OVE** a las personas que toman medicamentos fotosensibilizantes ni a las que reciben tratamiento para una enfermedad fotosensible.

Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios sobre el uso del aparato para comprender los peligros que conlleva.

Las alteraciones cutáneas preexistentes no pueden atribuirse a la exposición a la luz roja de la mascarilla.

Si se produce algún efecto secundario no deseado, como picor en las 48 horas siguientes al primer uso, consulte a un médico antes de volver a utilizarlo.

El uso de la luz roja no está contraindicado con los tratamientos contra el cáncer.

En caso de duda, el usuario debe consultar a su médico.

57

Frunce el ceño
Efecto relajante muscular

Patas de gallo, arrugas y líneas finas
Alisamiento de la piel fina del contorno de ojos

Poros de la piel
Reducción visible de su diámetro

Cara ovalada
Reafirmación cutánea


Arrugas de la frente
Redensificación de la piel y efecto de bienestar

Párpados
Redensificación de la piel

Piel
Disminución de los niveles de sebo

Surcos nasogenianos
Reafirmación cutánea


Boca
Hidratación cutánea




Gracias a la intensidad de la luz LED, específica para cada zona del rostro, la máscara de belleza ofrece un rendimiento inigualable para unos resultados visibles.

MANEJO DE LA MASCARILLA DE BELLEZA

Consejos para una manipulación fácil y eficaz
y eficaz de la mascarilla **OVE**




59




Asegúrese siempre de que la máscara esté orientada correctamente en relación con la base. La zona emisora de luz de la máscara debe quedar siempre en la parte frontal de la base. Para mantener la máscara correctamente orientada en relación con la base, gire la varilla flexible.



Hay que tener cuidado de no doblar demasiado el vástago o la máscara podría dañarse o inclinarse.



Al ajustar la altura de la mascarilla, manipule siempre el vástago flexible con ambas manos.



La máscara sólo puede utilizarse en una posición. No girar: la máscara se ajusta con la varilla flexible.

FUNCIONAMIENTO DE LA MASCARILLA FACIAL

Coloque la máscara sobre una superficie plana y estable y enchúfela a una toma de corriente (para un funcionamiento óptimo y seguro, no se recomienda enchufarla a una regleta).

Colóquese las gafas sobre la cara para que los ojos estén totalmente protegidos durante las sesiones de fotobiomodulación.



Acerque la cara al interior de la máscara; la nariz debe tocar la pared. Si es necesario, ajuste la posición de la máscara manipulando el vástago flexible.

Pulse una vez el botón (pulsación corta) para poner en marcha la máscara.

La sesión está programada para durar **12 minutos**, alternando destellos y luz continua.

Al final de la sesión, la mascarilla se apagará automáticamente. Para apagar la mascarilla durante la sesión, mantenga pulsado durante 3 segundos.

Después de utilizarla, desconecte la mascarilla de la red eléctrica.



INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar la piel antes de su uso para optimizar la absorción de la luz.

Espaciar las sesiones 72 horas, ya que es el tiempo necesario para que la piel absorba la energía de la luz.

No utilice la mascarilla durante más tiempo del recomendado.

Los efectos son óptimos tras una media de 24 sesiones. Para beneficiarse del «**efecto retardado**», haga una pausa de 1 a 2 meses antes de reanudar las sesiones. Durante esta pausa, la piel seguirá mejorando.

Utilice únicamente los accesorios suministrados por Lucibel.le Paris.

Evite aplicar cualquier producto cosmético antes de la sesión.

Por último, para una autoevaluación precisa de los resultados de la máscara de belleza, se aconseja tomar una foto de las zonas tratadas antes de iniciar el protocolo, luego una segunda foto después de 16 sesiones, y una tercera foto después de 24 sesiones.

Si la mascarilla facial es utilizada consecutivamente por varias personas, manténgala apagada durante al menos 5 minutos entre cada uso.


La mascarilla está diseñada para un uso doméstico de hasta 5 sesiones al día; un uso más intensivo dañaría la mascarilla.

61

Mantenimiento de la mascarilla facial

Limpie la mascarilla facial después de cada uso: utilice toallitas impregnadas con una solución bactericida y virucida.

No utilice detergentes, disolventes productos químicos ni esponjas abrasivas.



Protección del medio ambiente

La mascarilla no puede tratarse como basura doméstica: debe depositarse en un punto de recogida adecuado para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, lo que contribuye a preservar los recursos naturales.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de funcionamiento	0 °C à +35 °C +32 °F à +95 °F
Vida útil máxima	50 000 horas
Materiales	Revestimiento: PC, ABS Flexible: PVC, Latón Base: Acero Tornillos: Acero cincado Disipador térmico: Aluminio
Peso	3,64 kg
Dimensiones	I 213 mm x L 396 mm x H 611 mm
Número de LED	40
Características eléctricas de entrada	100/240 V ~ 50/60 Hz
Longitud de onda	635 nm
Potencia	40 W
Jacks	Reservado para los accesorios Lucibel.le Paris

POUR DES CONSEILS PERSONNALISÉS
OU DES PROBLÈMES TECHNIQUES :

Notre site internet
www.lucibelleparis.com

Nous contacter
contact@lucibelle.fr



MASQUE DE BEAUTÉ

OVE

LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

Lucibel·le
PARIS

102 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

www.lucibelleparis.com