
OVE
MINI

LE POUVOIR DE LA LUMIÈRE

OVE MINI

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir le OVE Mini et nous vous en remercions.

Vous trouverez dans ce guide les indications pour profiter pleinement des fonctionnalités offertes par cet appareil. Avec l'OVE Mini, découvrez les bienfaits de la lumière rouge pour des séances beauté réussies.

Avec le OVE Mini, Lucibel-le Paris, filiale du groupe Lucibel pionnière sur la photobiomodulation par la lumière LED, place les bienfaits de la lumière au coeur d'un concept innovant nomade.

Il permet de sublimer le capital beauté, d'activer la microcirculation et de stimuler la production naturelle de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Son innocuité est totale et son efficacité prouvée par les études cliniques.

Le corps est composé de cellules vivantes qui absorbent et renvoient de la lumière en permanence. L'exposition à la lumière est donc une nécessité pour tout être vivant et constitue une vraie ressource pour contribuer à notre équilibre.

La photobiomodulation LED, technologie utilisée par le OVE Mini, désigne une technique utilisant une lumière à faible densité d'énergie sans aucun risque de brûlure, pour stimuler et régénérer les cellules.

Consigne de sécurité	p.3
Contre-indications	p.5
Utilisation	p.6
Caractéristiques techniques	p.10
Support technique.....	p.11
Garantie Légale	p.12

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

fr

en
ar

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- Vérifier que la tension du réseau est conforme à la plage indiquée sur le bloc d'alimentation du OVE Mini (100-240 VAC). Il doit être branché sur une prise murale répondant aux normes électriques en vigueur.
- Ne pas utiliser le OVE Mini en prenant un bain ou une douche.
- Ne pas faire fonctionner le OVE Mini sous l'eau.
- Ne pas placer le OVE Mini sur une surface mouillée ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un évier.
- Utiliser le OVE Mini dans un endroit sec et éviter toute projection d'eau.
- Si le OVE Mini est immergé : ne pas le toucher et débrancher immédiatement l'alimentation électrique.

RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE

- Ne pas utiliser le OVE MINI sous une couverture ou similaire. Une chaleur excessive peut être générée et causer un incendie, un choc électrique ou des blessures aux personnes.
- Ne jamais utiliser le OVE MINI avec un câble ou une alimentation endommagés.
- Ne pas secouer ou laisser tomber le OVE MINI.
- Ne pas laisser le OVE MINI sans surveillance lorsqu'il est allumé et branché.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser le OVE Mini, nous vous conseillons de lire les instructions présentées dans cette section.

- Ne pas utiliser par des personnes de moins de 18 ans.
- Utiliser le OVE Mini uniquement de la manière décrite dans ce guide.
Le non-respect des instructions et des recommandations lors de l'utilisation du produit peut empêcher d'atteindre les résultats escomptés.
- N'utiliser que les accessoires fournis par Lucibel-le Paris.
- Ne pas utiliser le OVE Mini plus longtemps que la durée recommandée.

Pour nettoyer le OVE Mini, utiliser des lingettes antibactériennes, ne pas utiliser de détergent, de solvant, de produit chimique ou d'éponge abrasive.

- Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances sur l'utilisation de l'appareil pour comprendre les dangers encourus.

CONTRE-INDICATIONS

fr

en
ar

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le OVE Mini convient à tous les types de peau.

Néanmoins son usage est déconseillé :

- aux femmes enceintes
- aux personnes atteintes de télangiectasie et de photodermatose
- aux personnes ayant des taches de naissance
- aux personnes souffrant ou pouvant souffrir de crises d'épilepsie

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Contre-indiqué pour les personnes souffrant ou susceptibles de souffrir de crises d'épilepsie (en cas de doute, consultez votre médecin).

- Si des effets secondaires non désirés sont constatés, comme des démangeaisons dans les 48 heures suivant la première utilisation, l'utilisateur doit consulter un médecin avant toute nouvelle utilisation.

- L'utilisation de la lumière rouge n'est pas contre-indiquée avec les traitements anti-cancéreux.

Si la lumière rouge est contre-indiquée en cas de cancer actif ou en exploration, elle est au contraire un soin de support pendant les traitements anti-cancéreux.

En cas de doute, l'utilisateur doit demander l'avis de son médecin.

fr


en

ar

UTILISATION

LE COFFRET CONTIENT

- 1 OVE Mini
- 1 câble USB-C
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 pochette de rangement
- 1 guide d'utilisation



UTILISATION

fr

en
ar

MISE EN ROUTE

- Dérouler le câble USB et le connecter à un adaptateur secteur 5V/1A minimum.
- Brancher l'adaptateur secteur sur une prise de courant (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz).
- Mettre les lunettes de protection fournies.
- Appuyer sur le bouton tactile correspondant au programme choisi.

Pour interrompre le programme, débrancher le câble USB.

- Appliquer le OVE Mini directement sur la peau (la peau doit être propre et sèche).

- A la fin de la séance, l'appareil s'arrête automatiquement. Répéter le même processus pour effectuer une nouvelle séance sur la zone de votre choix.

VISAGE

- La durée de la séance est programmée sur une période de 6 minutes par zone, alternant flash et lumière continue.

CORPS

- La durée de la séance est programmée sur une période de 10 minutes par zone alternant flash et lumière continue.

CHEVEUX

- La durée de la séance est programmée sur une période de 7 minutes par zone alternant flash et lumière continue.

- Après utilisation, débrancher le OVE Mini du réseau électrique.

fr

UTILISATION

en

ar

PROTOCOLES D'UTILISATION

VISAGE

1 séance de 6 minutes par zone tous les deux jours pendant 12 semaines consécutives.

La lumière rouge LED de Lucibel-le Paris a démontré ses effets anti-âge sur le visage et permet de :

- réduire la profondeur des rides de la patte d'oie
- améliorer la fermeté et l'élasticité de la peau
- uniformiser le teint de la peau
- réduire le diamètre des pores de la peau
- réduire l'affaissement de l'ovale du visage
- augmenter la densité du derme
- lisser la peau
- réguler l'excès de sébum

CORPS

1 séance de 10 minutes par zone tous les deux jours pendant 12 semaines consécutives.

La lumière rouge LED de Lucibel-le Paris a démontré ses effets sur :

- les vergetures
- la peau d'orange

CHEVEUX

1 séance de 7 minutes par zone tous les deux jours pendant 8 à 12 semaines consécutives.

Il est prouvé que la lumière rouge LED de Lucibel-le Paris :

- agit sur la qualité et la densité des cheveux
- ralentit la chute des cheveux
- stimule la croissance des cheveux existants ou des cheveux avec un bulbe existant.

UTILISATION

fr

en
ar

Il est recommandé de bien nettoyer sa peau avant utilisation afin d'optimiser l'absorption de la lumière et de ne combiner que les produits recommandés, en évitant d'appliquer tout autre produit cosmétique (une sensibilité individuelle à certains produits cosmétiques n'est pas exclue).

Les séances doivent être espacées de 48 heures (exemple 1 séance le lundi puis 1 séance le mercredi).
Ce délai correspond au temps "d'absorption" de l'énergie lumineuse par les cellules.

Les effets sont optimaux après un nombre moyen de 36 séances (les effets peuvent varier selon les utilisateurs).

Afin d'évaluer l'efficacité du OVE Mini et de mesurer l'évolution des résultats, il est conseillé de prendre une photo des zones traitées avant de commencer le protocole, une 2^{ème} photo après 18 séances et une 3^{ème} après 36 séances.

Après 3 utilisations consécutives, laisser reposer le OVE Mini pendant 5 minutes avant la prochaine séance.



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Il doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ce qui contribue à la préservation des ressources naturelles.

fr

en

ar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de fonctionnement	+ 10°C to 35°C
Durée de vie maximale	50 000 h
Matériaux	ABS / PMMA / Verre
Poids	430 g
Dimensions	160 x 90 x 11 mm
Dimensions de la vitre	145 x 85 mm
Nombre de LED	10
Caractéristiques électriques d'entrée et de sortie	5 Vdc / 1A
Longueur d'onde	635 nm
Consommation	6.5 W

SUPPORT TECHNIQUE

fr

en
ar

UN PROBLÈME : QUE FAIRE ?

En cas de difficultés dans l'utilisation du OVE Mini, vérifier au préalable le respect des instructions décrites dans ce guide. Vérifier que le OVE Mini est bien branché sur le secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.

Une fois cet élément vérifié, et si le dysfonctionnement persiste, nous contacter par email à l'adresse suivante :

contact@lucibelle.fr

Pour des raisons de sécurité, le OVE Mini ne doit en aucun cas être démonté. Si l'appareil est ouvert, le bénéfice de la garantie ne peut être appliqué.

CONTACT PERSONNALISÉ

Achat de l'OVE Mini directement sur le site ?

Pas encore en contact avec l'une de nos lumino-dermaticiennes Lucibel-le Paris ?

Lucibel-le Paris c'est aussi une équipe de professionnels de la beauté pour conseiller et faire tester les produits.

Pour prendre rendez-vous, se connecter sur le site **www.lucibelleparis.com** et cliquer sur le lien, "contactez-nous".

GARANTIE LÉGALE

La Société garantit que les Produits Lucibel-le Paris sont conformes aux spécifications de la Société et à l'état des normes techniques françaises et européennes applicables au jour de l'achat.

Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1648 du Code civil), permettant au Client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes. Conformément à l'article L. 217-5 du Code de la consommation, pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par l'entreprise et posséder les qualités qu'elle présente.
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par la société, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

Ou

2. Présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance de la société et que celle-ci a accepté.

Lorsqu'il agit en vertu de la garantie légale de conformité, le consommateur :

- bénéficie d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir vis-à-vis du vendeur.
- peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues à l'article L. 217-9 du Code de la consommation.
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d'occasion ou "reconditionnés" où ce délai est fixé à douze (12) mois.

GARANTIE LÉGALE

fr

en
ar

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de toute garantie commerciale accordée. La mise en œuvre de la garantie s'effectue sans frais pour le Client.

Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil.

Dans cette hypothèse, le consommateur a le choix entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil. L'action résultant des vices cachés doit être intentée par le Client dans un délai de deux (2) ans à compter de la découverte du vice.

Tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication donne droit à l'échange ou à la réparation du Produit, après examen du Produit reconnu défectueux par la Société. Cette garantie ne s'applique qu'au bénéfice direct du Client.

La garantie ne couvre pas les défauts qui sont établis comme étant le résultat du non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien indiquées par la Société et qui figurent dans le guide de l'utilisateur. De même, la garantie ne couvre pas les défauts qui sont établis comme étant le résultat d'une négligence, d'une cause étrangère au Produit telle qu'une mauvaise installation électrique, un manque d'entretien, un manque de surveillance, un incendie, un dégât des eaux, la pénétration de sable ou de liquide, un mauvais stockage, une utilisation anormale, une utilisation dans un environnement humide ou en plein air, une chute.

La garantie ne s'applique pas non plus en cas d'utilisation de pièces ou d'accessoires non fabriqués par la Société, en cas d'altération ou de suppression du numéro de lot apposé en usine, en cas de montage, démontage, intervention ou modification effectuée par un tiers non agréé par la Société.

GARANTIE LÉGALE

Pour bénéficier de la garantie, le Client doit notifier à la Société à l'adresse contact@lucibelle.fr ou par courrier à l'adresse du Service Retour Produit : Lucibel - service SAV - 101 allée des Vergers, 76360 Barentin, des défauts imputés au Produit dès que ceux-ci se manifestent et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la réception du Produit (la date de livraison faisant foi), en fournissant :

- une description détaillée du (des) défaut(s) imputé(s)
- le numéro de lot du Produit et ses conditions d'utilisation
- la preuve d'achat

Dès réception de l'accusé de réception par la Société, le Client doit renvoyer le produit dans les quinze jours suivant la réception de la notification par email ou par courrier, à l'adresse du Service Retour du Produit complet (101 allée des Vergers, 76360 Barentin), dans son emballage d'origine, et s'abstenir d'effectuer lui-même toute réparation.

Un retour non autorisé pourra être refusé par la Société. Les frais de retour sont à la charge du Client. En cas de défaut reconnu par la Société au titre de la présente garantie, la Société procédera au remplacement du ou des Produits reconnus défectueux ou à l'échange du matériel ou des pièces reconnues défectueuses, et ce par des Produits aux performances au moins équivalentes. Dans ce cas, les frais inhérents au retour du produit seront pris en charge par la Société à hauteur de 40 € TTC. Toute autre responsabilité ou indemnisation est exclue. En cas de remplacement des Produits au titre de la présente garantie, les Produits remplacés sont eux-mêmes garantis mais uniquement pour la durée restante de la garantie initiale. En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs (y compris le manque à gagner) causés par une utilisation du Produit non conforme à ce guide d'utilisation ou à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu.

Lucibelle·le

PARIS

Notre site internet :

www.lucibelleparis.com

Nous contacter :

contact@lucibelle.fr

102 avenue des Champs Elysées,

75008 Paris - France



CE
UK
CA

ove
MINI

THE POWER OF LIGHT

OVE MINI

fr

en

ar

Dear Client,

You have just acquired the OVE Mini and we thank you for it ! In this guide, you will find instructions for taking full advantage of the features offered by this device. With the OVE Mini, discover the benefits of red light for successful beauty sessions.

With the OVE Mini, Lucibel-le Paris, a subsidiary of the Lucibel group, a pioneer in photobiomodulation using LED lights, places the benefits of the light at the heart of an innovative nomadic concept.

It enhances the beauty capital according to the principle of LED photobiomodulation, a technology with proven efficacy in clinical studies.

The body is made up of living cells that constantly absorb and reflect light. Exposure to light is therefore a necessity for all living beings and constitutes a real resource of contributing to our balance.

LED photobiomodulation, the technology used by the OVE Mini, refers to a technic using low energy density light without any risk of burning, to stimulate and regenerate cells.

Safety Instructions	p.18
Contraindication	p.20
Use	p.21
Technical Characteristics	p.25
Technical Support	p.26

fr

en

ar

SAFETY INSTRUCTIONS

ELECTROCUTION RISK

- Ensure that the mains voltage is within the range indicated on the OVE Mini power supply (100-240 VAC). It must be plugged into a wall outlet that meets current electrical standards.
- Do not use the OVE Mini while bathing or showering.
- Do not operate the OVE Mini under water.
- Do not place the OVE Mini on a wet surface or near a bathtub, shower, or sink.
- Use the OVE Mini in a dry area and avoid water splashes.
- If the OVE Mini becomes submerged: do not touch it and immediately disconnect the power supply.

FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY HAZARD

- Do not use the OVE MINI under a blanket or similar. Excessive heat may be generated and cause a fire, electric shock, or personal injury.
- Never use the OVE MINI with damaged cables or power supplies.
- Do not shake or drop the OVE MINI.
- Do not leave the OVE MINI unattended when it is on and plugged in.
- Do not attempt to open or dismantle the OVE MINI.

SAFETY INSTRUCTIONS

fr

en

ar

USER PRECAUTIONS

Before using the OVE Mini, we advise you to read the instructions presented in this section.

- Do not use by persons under 18 years of age.
- Use the OVE Mini only as described in this guide. Failure to follow the instructions and recommendations when using the product may prevent achieving the desired results.
- Use only accessories provided by Lucibel-le Paris.
- Do not use the OVE Mini for longer than the recommended duration.

To clean the OVE Mini, use antibacterial wipes, do not use detergent, solvent, chemical, or abrasive sponge.

- This device cannot be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those lacking experience and knowledge in operating the device to understand the risks involved.

CONTRAINDICATION

USER PRECAUTIONS

- Children should not play with the device.
- The OVE Mini is suitable for all skin types.

However, its use is not recommended for :
pregnant women individuals with telangiectasia and
photodermatitis people with birthmarks individuals
suffering from or prone to epileptic seizures.

- Cleaning and maintenance should not be carried out by unsupervised children.
- Contraindicated for individuals suffering from or prone to epileptic seizures (if in doubt, consult your doctor).
- If unwanted side effects are observed, such as itching within 48 hours of first use, the user should consult a doctor before any further use.
- The use of red light is not contraindicated with anti-cancer treatments.

While red light may be contraindicated in cases of active cancer or during investigation, it is instead a supportive care during anti-cancer treatments.

If in doubt, the user should seek the advice of their doctor.

USE


fr

en

ar

CONTENTS OF THE BOX

- 1 OVE Mini
- 1 USB-C cable
- 1 pair of protective glasses
- 1 storage pouch
- 1 user guide



fr

USE

en

ar

GETTING STARTED

- Unroll the USB cable and connect it to a power adapter with a minimum output of 5V/1A.
- Plug the power adapter into a power outlet (100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz).
- Put on the provided protective glasses.
- Press the touch button corresponding to the selected program.

To interrupt the program, unplug the USB cable.

- Apply the OVE Mini directly to the skin (the skin should be clean and dry).

- At the end of the session, the device will automatically stop. Repeat the same process to perform a new session on the area of your choice.

FACE

- The session duration is programmed for a period of 6 minutes per area, alternating between flash and continuous light.

BODY

- The session duration is programmed for a period of 10 minutes per area, alternating between flash and continuous light.

HAIR

- The session duration is programmed for a period of 7 minutes per area, alternating between flash and continuous light.

- After use, unplug the OVE Mini from the power source.

USE

fr

en

ar

USAGE PROTOCOLS

FACE

1 session of 6 minutes per area every other day for 12 consecutive weeks.

Lucibel-le Paris's red LED light has demonstrated its anti-aging effects on the face, allowing :

- Reduction of crow's feet wrinkles depth
- Improvement of skin firmness and elasticity
- Even skin tone
- Reduction of skin pore diameter
- Reduction of facial sagging
- Increase in dermis density
- Smoothing of the skin
- Regulation of excess sebum

BODY

1 session of 10 minutes per area every other day for 12 consecutive weeks.

Lucibel-le Paris's red LED light has demonstrated its effects on :

- Stretch marks
- Cellulite

HAIR

1 session of 7 minutes per area every other day for 8 to 12 consecutive weeks.

It has been proven that Lucibel-le Paris's red LED light:

- Acts on hair quality and density
- Slows down hair loss
- Stimulates the growth of existing hair or hair with an existing bulb.

fr

en

ar

USE

It is recommended to thoroughly cleanse the skin before use to optimize light absorption and to only combine recommended products, avoiding the application of any other cosmetic products (individual sensitivity to certain cosmetic products is not excluded).

Sessions should be spaced 48 hours apart (for example, one session on Monday and another on Wednesday). This interval corresponds to the time needed for the cells to “absorb” the light energy.

Optimal effects are typically observed after an average of 36 sessions (effects may vary among users).

To assess the effectiveness of the OVE Mini and track the evolution of results, it is advised to take a photo of the treated areas before starting the protocol, a second photo after 18 sessions, and a third one after 36 sessions.

After 3 consecutive uses, allow the OVE Mini to rest for 5 minutes before the next session.



This symbol indicates that this product should not be treated as household waste.

It should be deposited at an appropriate collection center for recycling electrical and electronic equipment, which contributes to the preservation of natural resources.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

fr

en

ar

Operating temperature	+ 10°C to 35°C
Service life	50 000 h
Materials	ABS / PMMA / Glass
Weight	430 g
Dimensions	160 x 90 x 11 mm
Glass size	145 x 85 mm
Number of LED	10
Input & Output electrical characteristics	5 Vdc / 1A
Wavelength	635 nm
Power	6.5 W

fr

en

ar

TECHNICAL SUPPORT

A PROBLEM : WHAT TO DO ?

In case of difficulties in using the OVE Mini, please check beforehand that you have followed the instructions described in this guide. Before contacting us, please also check the OVE Mini is properly connected to the mains with the adapter provided.

Once this element has been verified, and if the malfunction persists, contact us by email at the following address :

contact@lucibelle.fr

For safety reasons, the OVE Mini must not be disassembled under any circumstances. If the device is opened, the benefit of the guarantee cannot be applied.

PERSONALIZED CONTACT

Buy the OVE Mini directly on the website ?

Not in contact with a Lucibel-le Paris lumino-dermaticians ?

Lucibel-le Paris is also a team of beauty professionals to advice you and to have you tested our products.

To book an appointment, log on to the website **www.lucibelleparis.com** and click on the link "contact us".

Lucibelle·le

PARIS

Our website :

www.lucibelleparis.com

Contact us :

contact@lucibelle.fr

102 avenue des Champs Elysées,

75008 Paris - France



CE
UK
CA

ove
MINI

قوة الضوء

OVE MINI

fr
en
ar

عزيرتي العميلة، عزيري العميل،

لقد اكتسبتم للتو جهاز OVE Mini ونشكركم على ذلك. ستجدون في هذا الدليل التوجيهات للاستفادة الكاملة من الوظائف المقدمة من هذا الجهاز. مع OVE Mini، اكتشفوا فوائد الضوء الأحمر لجلسات الجمال الناجحة. مع OVE Mini، تقوم Lucibel-le Paris، الفرع الفرنسي لمجموعة Lucibel، رائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي بواسطة الضوء الأحمر LED، بتقديم فوائد الضوء في قلب مفهوم مبتكر متنقل. يسمح بتحسين رأس المال الجمالي، وتنشيط الدورة الدموية، وتحفيز الإنتاج الطبيعي للكولاجين والإيلاستين وحمض الهالورونيك. سلامته هي كاملة وفعاليتها مثبتة من خلال الدراسات السريرية. يتألف الجسم من خلايا حية تمتص وتنعكس الضوء باستمرار. لذا فإن التعرض للضوء ضروري لجميع الكائنات الحية ويمثل موردًا حقيقيًا للمساهمة في تحقيق توازننا. تعني التصوير الفوتوغرافي بواسطة الضوء LED، التكنولوجيا المستخدمة من قبل OVE Mini، تقنية تستخدم ضوءًا ذو كثافة منخفضة من الطاقة دون أي خطر من الحرق، لتحفيز وتجديد الخلايا.

- 30 تعليمات السلامة
32 تحذيرات المنع
33 استخدام
37 الخصائص الفنية
38 الدعم الفني

تعليمات السلامة

مخاطر التيار الكهربائي

تحقق من أن جهد الشبكة متوافق مع النطاق المحدد على محول OVE Mini (240-100 VAC). يجب توصيله بأخذ حائط يتوافق مع المعايير الكهربائية السارية.

لا تستخدم OVE Mini أثناء الاستحمام أو الدش.
لا تشغل OVE Mini تحت الماء.

لا تضع OVE Mini على سطح مبلل أو بالقرب من حوض استحمام أو دش أو بالوعة.

استخدم OVE Mini في مكان جاف وتجنب أي رذاذ مائي.

إذا تم غمر OVE Mini: لا تلمسه وافصل فورًا التيار الكهربائي.

مخاطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة

لا تستخدم OVE MINI تحت البطانية أو شيء مماثل. قد يتم توليد حرارة

زائدة وتسبب حريقًا أو صدمة كهربائية أو إصابات للأشخاص.

لا تستخدم أبدًا OVE MINI مع كابل أو محول تالف.

لا تهز أو تسقط OVE MINI.

لا تترك OVE MINI بدون مراقبة عندما يكون مشغلاً وموصولًا.

لا تحاول فتح أو تفكيك OVE MINI.

تعليمات السلامة

تحذيرات الاستخدام

fr
en
ar

قبل استخدام OVE Mini، ننصحك بقراءة التعليمات المقدمة في هذا القسم. عدم استخدامه بواسطة أشخاص دون سن الثامنة عشرة. استخدم OVE Mini فقط بالطريقة الموضحة في هذا الدليل. عدم احترام التعليمات والتوصيات أثناء استخدام المنتج قد يمنع من تحقيق النتائج المتوقعة.

استخدم فقط الملحقات المقدمة من Lucibel-le Paris. عدم استخدام OVE Mini لفترة أطول من المدة الموصى بها. لتنظيف OVE Mini، استخدم محاريز مضادة للبكتيريا، ولا تستخدم مواد تنظيف أو مذيبيات أو مواد كيميائية أو إسفنجة خشنة. لا يجب استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل قدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية عن المتوسط أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا قد تلقوا مراقبة أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز بأمان وفهم المخاطر المترتبة.

تعليمات السلامة

تحذيرات الاستخدام

يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.

OVE Mini مناسب لجميع أنواع البشرة.

ومع ذلك، يُنصح بعدم استخدامه:

للنساء الحوامل

للأشخاص الذين يعانون من الوردان الدمويان والحساسية للضوء

للأشخاص الذين يعانون من الشامات الكبيرة

للأشخاص الذين يعانون من نوبات الصرع أو قد يعانون منها في المستقبل.

يجب عدم السماح للأطفال بأداء عمليات التنظيف والصيانة دون مراقبة.

ممنوع استخدامه للأشخاص الذين يعانون من نوبات الصرع أو قد يعانون

منها في المستقبل (في حالة الشك، استشر طبيبك).

في حالة ملاحظة أعراض جانبية غير مرغوب فيها، مثل حكة في غضون 48

ساعة من أول استخدام، يجب على المستخدم استشارة الطبيب قبل

استخدامه مرة أخرى.

استخدام الضوء الأحمر غير ممنوع مع علاجات مضادة للسرطان. إذا كان

الضوء الأحمر ممنوعًا في حالة السرطان النشط أو في التحقيق، فإنه

بالعكس يعتبر عنصر داعم خلال عمليات العلاج المضادة للسرطان.

في حالة الشك، يجب على المستخدم طلب رأي طبيبه.

استخدام

fr
en
ar

الصندوق يحتوي على:

- 1 جهاز OVE Mini
- 1 كابل USB-C
- 1 زوج من النظارات الواقية
- 1 حقيبة تخزين
- 1 دليل الاستخدام



استخدام

البدء

قم بفك كابل USB وقم بتوصيله بمحول طاقة بقوة 5V/1A على الأقل.
قم بتوصيل محول الطاقة بمقبس كهربائي (100 - 240 - 50 VAC، هرتز).

ضع النظارات الواقية المرفقة.

اضغط على الزر اللمسي المقابل للبرنامج المختار.

لإيقاف البرنامج، قم بفصل كابل USB.

قم بتطبيق OVE Mini مباشرةً على البشرة (يجب أن تكون البشرة نظيفة وجافة).
في نهاية الجلسة، يتوقف الجهاز تلقائيًا. كرر نفس العملية لإجراء جلسة جديدة في المنطقة التي ترغب فيها.

الوجه

تم تعيين مدة الجلسة على مدار 6 دقائق لكل منطقة، تتناوب بين الومض والضوء المستمر.

الجسم

تم تعيين مدة الجلسة على مدار 10 دقائق لكل منطقة، تتناوب بين الومض والضوء المستمر.

الشعر

تم تعيين مدة الجلسة على مدار 7 دقائق لكل منطقة، تتناوب بين الومض والضوء المستمر.

بعد الاستخدام، قم بفصل OVE Mini عن الشبكة الكهربائية.

استخدام

fr
en
ar

بروتوكولات الاستخدام

الوجه

جلسة واحدة لمدة 6 دقائق لكل منطقة كل يومين لمدة 12 أسبوعًا متتاليًا.

تقليل عمق التجاعيد حول العين

تحسين قوام ومرونة البشرة

توحيد لون البشرة

تقليل قطر المسام في البشرة

تقليل ترهل الوجه

زيادة كثافة الطبقة الجلدية

تنعيم البشرة

تنظيف فائض الدهون

الجسم

جلسة واحدة لمدة 10 دقائق لكل منطقة كل يومين لمدة 12 أسبوعًا متتاليًا.

أظهرت الضوء الأحمر LED من Lucibel-le Paris تأثيراته على:

علاؤات التمدد

بشرة البرتقالي

الشعر

جلسة واحدة لمدة 7 دقائق لكل منطقة كل يومين لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا

متتاليًا.

تم تثبيت أن الضوء الأحمر LED من Lucibel-le Paris:

يؤثر على جودة وكثافة الشعر

يبطئ تساقط الشعر

يحفز نمو الشعر الحالي أو الشعر ذو البصيلة الحية.

استخدام

fr
en
ar

يُوصى بتنظيف البشرة بشكل جيد قبل الاستخدام لتحسين امتصاص الضوء واستخدام المنتجات الموصى بها فقط، مع تجنب استخدام أي منتج تجميلي آخر (لا يُستبعد وجود حساسية فردية تجاه بعض المنتجات التجميلية).

يجب ترك فترة 48 ساعة بين الجلسات (على سبيل المثال، جلسة يوم الاثنين ثم جلسة يوم الأربعاء). تمثل هذه الفترة الزمنية "لامتصاص" الطاقة الضوئية من قبل الخلايا.

تكون النتائج الأمثل بعد متوسط 36 جلسة (قد تختلف النتائج بحسب المستخدمين).

لتقييم فعالية OVE Mini وقياس تطور النتائج، يُنصح بالتقاط صورة للمناطق المعالجة قبل بدء البروتوكول، ثم صورة ثانية بعد 18 جلسة، وصورة ثالثة بعد 36 جلسة.

بعد 3 استخدامات متتالية، يجب ترك OVE Mini للراحة لمدة 5 دقائق قبل الجلسة التالية.



هذا الرمز يشير إلى أنه يجب عدم التعامل مع هذا المنتج كنفائات منزلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسليمه في مركز جمع مناسب لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

المواصفات الفنية

Ir
cn
ar

درجة حرارة التشغيل	+ 10°C to 35°C
المدة الزمنية القصوى للحياة	50 000 h
مواد	ABS / PMMA / Verre
الوزن	430 g
الأبعاد	160 x 90 x 11 mm
أبعاد الزجاج	145 x 85 mm
عدد الصمامات الثنائية (LED)	10
المواصفات الكهربائية للإدخال والإخراج	5 Vdc / 1A
طول الموجة	635 nm
استهلاك الطاقة	6.5 W

الدعم الفني

في حالة وجود مشكلة: ما العمل؟

في حال واجهتك صعوبات في استخدام OVE Mini، يُرجى التحقق أولاً من اتباع التعليمات الموجودة في هذا الدليل. تأكد من أن OVE Mini متصل بشكل صحيح بالمقبس باستخدام المحول المُقدم. بعد التحقق من هذا العنصر، وإذا استمرت المشكلة، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي:

contact@lucibelle.fr

لأسباب أمان، يجب عدم تفكيك OVE Mini بأي حال من الأحوال. إذا تم فتح الجهاز، فلن يمكن تطبيق فوائد الضمان.

الاتصال الشخصي

هل قمت بشراء OVE Mini مباشرةً من الموقع؟
هل لم تتواصل بعد مع أحد خبيرائنا في مجال الجمال من Lucibel·le Paris؟
فريق Lucibel·le Paris مكون من محترفين في مجال الجمال لتقديم النصائح واختبار المنتجات.

لتحديد موعد، يُرجى زيارة الموقع www.lucibelleparis.com والنقر على الرابط "اتصل بنا".



Lucibelle·le

PARIS

Our website :

www.lucibelleparis.com

Contact us :

contact@lucibelle.fr

102 avenue des Champs Elysées,

75008 Paris - France



CE
UK
CA